


العقاقير الحاوية على غليكوزيدات قلبية

1. تعريف الغليكوزيدات القلبية وبنيتها:

الغليكوزيدات الوعائية مواد نباتية ذات تأثير فيزيولوجي نوعي على عضلات القلب عند الحيوانات ذوات الدم البارد وذوات الدم الحار. تتألف الغليكوزيدات القلبية من بنية ستروئيدية تحتوي على (23) أو (24) ذرة كربون. يرتبط الجسم الستروئيدي بحلقة لاکتونية خماسية أو سداسية غير مشبعة عن طريق الكربون رقم (17) من الجسم الستروئيدي. يرتبط الجسم الستروئيدي أيضاً عن طريق جذر الهيدروكسيل الموجود على الكربون رقم (3) بسلسلة سكرية، تتكون هذه السلسلة السكرية من عدد من السكاكر البسيطة ومن هذه السكاكر: -D-غلوكوز، -L-أرابينوز، -L-رامنوز، -D-كسيلوز، و-D-ديجتالوز وغيرها.



يلاحظ على هذه السكاكر أن السكر منقوص الأوكسجين (نقص OH بالموقع 2 أو 6 (مثال رامنوز) أو بالموقعين 2 و 6 معاً) هو الذي يرتبط مباشرة بجسم الأجليكون بينما يلاحظ أن الغلوكوز يكون بعيداً عن جسم الأجليكون في سلسلة السكر. يحوي النبات الطازج على غليكوزيد أولي أي تكون السلسلة السكرية موجودة بالكامل وبالتجفيف أو بالخضوع لأي عملية (طحن- تخمير) يفقد الغليكوزيد جزء من السلسلة السكرية خاصة السكر النهائي (الغلوكوز).

يمكن التمييز بين نوعين من الغليكوزيدات الوعائية وذلك حسب الحلقة اللاكتونية المرتبطة بالجسم الستروئيدي:

1. الكاردينوليدات **Cardinolide (C 23)**: تضم هذه الغليكوزيدات الوعائية حلقة لاکتونية خماسية غير مشبعة من نوع بوتينوليد مثال عنها: الغليكوزيدات القلبية للديجتال *Digitalis sp.*، الستروفانتوس *Strophanthus grantus*، الدفلة *Nerium oleander*، وحشيشة الصياد *Adonis vernalis*.
 2. البوفادينوليدات **Bufadienolide (C 24)**: تضم هذه الغليكوزيدات الوعائية حلقة لاکتونية سداسية غير مشبعة تحوي رابطتين مضاعفين. مثال عنها بوفادينوليدات العنصل *Scillae bulbosus*، والخريق الأسود *Heleborus niger*.
- II. الكشف عن الغليكوزيدات القلبية:

توجد عدة تفاعلات كل منها موجه لجزء من الغليكوزيد (الحلقة اللاكتونية- البنية الستيرويدية- السكر منقوص الأوكسجين)، لذلك فهي غير نوعية وللتحقق من وجود الغليكوزيدات القلبية وجب إجراء تفاعل كشف لكل جزء مؤلف للبنية الغليكوزيدية. ولكن قبل إجراء تفاعلات الكشف وجب تحضير الخلاصة.

تحضير الخلاصة الكلوروفومية:

تأخذ 2 غ من العقار أو مسحوقه (ورق الدفلة) توضع في بيشر مع 20 مل كحول (50%) (غليان لمدة نصف ساعة).

ليتم ترسيب المركبات المعيقة (الفينولات وتشمل الفلافونويدات والمواد الدباغية) نستخدم 10 مل من خلات الرصاص (بتركيز 3% في الماء) لمدة خمس دقائق ثم نرشح ونستخلص الرشاحة بوساطة 20 مل من الكلوروفورم (على دفعتين استخلاص سائل- سائل) ونجفف بوساطة كبريتات الصوديوم اللامائية وإن لزم الأمر نرشح مرة أخرى حيث تطبق تفاعلات الكشف على الرشاحة.

الكشف عن الحلقة اللاكتونية الخماسية غير المشبعة (الكاردينوليدات):

المبدأ: تتفاعل المركبات العطرية المتعددة الروابط الأزوتية مع حلقة البوتينوليد بوسط قلوي مشكلة معقدات لونية.

تفاعل **Kedde**: يؤخذ مقدار 2-3 مل من سائل الفحص وتجفف على حمام مائي حتى الحصول على رسابة ثم يضاف للبقية 8-10 قطرات من حمض دي نتروبنزويك ومقدار 2-3 قطرات من محلول ماءات الصوديوم. بوجود الكاردينوليدات يلاحظ تشكل لون أحمر بنفسجي إلى أزرق بنفسجي خلال خمس دقائق من انتهاء التفاعل حتى يزول اللون سريعاً.

تفاعل **Balget**: نفس التفاعل السابق ولكن يتم استبدال حمض دي نتروروبنزوثيك بحمض المر حيث يتشكل لون برتقالي محمر بوجود الكاردينوليدات.

الكشف عن السكاكر منقوصة الأوكسجين (Keller- Kiliani):

المبدأ: تتفاعل السكاكر منقوصة الأوكسجين مع كلور الحديد بوسط من حمض الخل مشكلة مركبات زرقاء اللون وبإضافة حمض الكبريت على جدار الأنبوب يمكن الكشف عن الأغليكون، حيث يتشكل ثلاث طبقات: الأولى وهي طبقة حمض الخل (باللون الأخضر إلى أزرق دلالة وجود السكاكر منقوصة الأوكسجين) الثانية لحمض الكبريت (باللون البني الدال على الأغليكون في حال وجود الديجتوكسين أو الجيتوكسين) والثالثة طبقة ثلاثي كلور الحديد $FeCl_3$ (السطح الفاصل بين الطبقتين حلقة باللون البني المحمر).

طريقة العمل: نأخذ **2-3** مل من الخلاصة الكلوروفورمية ونجففها على حمام مائي حتى الحصول على الرسابة ونضيف **1** مل من حمض الخل **98%** ثم نبرد ونضيف قطرات من محلول كلور الحديد بهدوء وبدون عملية مزج ثم تتم إضافة **1** مل من حمض الكبريت المركز على جدران الأنبوب نلاحظ تشكل ثلاث طبقات سابقة الذكر.

الكشف عن البنية السترونيديّة:

(a) تفاعل مع حمض الخل ثلاثي الكلور:

المبدأ: تتفاعل السترونيديات الحاوية على روابط مضاعفة مع حمض الخل ثلاثي الكلور مشكلة مركبات لونية حيث يتم نزع جزيئة ماء وتتشكل الروابط المضاعفة المترافقة. نأخذ **2-3** مل من الخلاصة الكلوروفورمية في أنبوب اختبار نقوم بعدها بالتجفيف حتى نحصل على رسابة نتركها حتى تبرد ثم نضيف **1** مل من حمض الخل ثلاثي الكلور نلاحظ في حال وجود سترونيديات حاوية على روابط مضاعفة يتشكل لون وردي ثم بنفسجي ثم يتشكل لون أزرق غامق.

(b) تفاعل مع الحموض المعدنية والمؤكسدات:

المبدأ: تعطي المركبات السترونيديّة ذات جذور الهيدروكسيل ألواناً عند إضافة مادة مؤكسدة بوجود حمض معدني هذه الألوان ثابتة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يؤخذ **1** مل من الخلاصة وتجفف على حمام مائي ثم يضاف لها مقدار بضع قطرات من حمض كلور الماء المركز وبضع قطرات من محلول كلور الحديد الثلاثي (**10%**) حيث تتشكل ألوان مختلفة في حال وجود بنية سترونيديّة