

كلية الصيدلة

الكيمياء الحيوية (١)

الجلسة العملية الرابعة

السكريات (3)

تفاعلات السكريات المتعددة والكشف عن محلول سكري مجهول

❖ أهداف الجلسة:

- 1- التعرف على تفاعلات التمييز بين السكريات المتعددة والسكريات البسيطة الأحادية والثنائية.
- 2- التعرف على طريقة تحديد هوية محلول سكري مجهول.

❖ مقدمة:

السكريات المتعددة هي عبارة عن سكريات ذات وزن جزيئي كبير، يعطي الجزيء الواحد منها عدداً كبيراً من جزيئات السكريات الأحادية، تكون هذه السكريات مرتبطة مع بعضها بروابط غليكوزيدية ناتجة عن نزع جزيئة ماء من زمري الهيدروكسيل لسكريدن متجاورين بحيث يتكون جسر أوكسجيني يربط السكريات الأحادية على شكل سلسلة.


خواص السكريات المتعددة:

- لا تتحلل في الماء بل تشكل محاليل غروية معه.
- ليس لها طعم حلو.
- لا تتمتع بخواص إرجاعية.


من أهم السكريات المتعددة:

النشاء Starch هو من السكريات الإذخارية التي تشكل الغذاء الرئيسي للإنسان حيث يتحلّمه بأنزيم الأميلاز محمراً وحدات الغلوكوز المكونة له .

يتكون النشاء من الأميلوز Amylose والأميلوبكتين Amylopectin، يشكل الأميلوز (20-30%) من النشاء وترتبط جزيئات الغلوكوز فيه بروابط غليكوزيدية (1-4) مكونة سلسلة غير متفرعة تأخذ شكلاً حلزونياً ، أما الأميلوبكتين فيشكل الجزء الأكبر من النشاء (70-80%) ويكون ربط جزيئات الغلوكوز فيه ليس فقط من النوع (1-4) السلسلي بل أيضاً تتفرع السلسلة على شكل (1-6).



Amylose



Amylopectin

❖ التجارب العملية:

التجربة رقم (1):

اختبار اليود Iodine Test:

■ المبدأ:

يستخدم هذا التفاعل لتمييز السكريات المتعددة عن السكريات البسيطة حيث يعطي نتيجة إيجابية مع السكريات المتعددة فقط.

يعتمد هذا الاختبار على خاصية ادمصاص جزيئات اليود على سلاسل السكريات المتعددة لتشكل معقداً ملوناً يختلف حسب نوع السكريات المتعددة (أزرق مع النشاء، بني مزرق مع الغليكوجين).
في النشاء تتوضع جزيئات اليود بشكل أساسي داخل السلسلة الحلزونية للأميلوز معطية لون أزرق كثيف، أما في تفرعات الأميلوبكتين فتكون كمية اليود المتوضعة أقل وتعطي لوناً أحمر مائلاً إلى البنفسجي.

■ المواد المستعملة:

- ✓ محلول لوغول اليودي: يحضر بإذابة 1 غ من اليود الحر مع 5 غ من يوديد البوتاسيوم في 100 مل من الماء المقطر.
- ✓ محاليل سكريات أحادية (غلوكوز 2%) وثنائية (سكروز 2%) ومتعددة (نشاء 2%).

■ طريقة العمل:

- 1- ضع في ثلاثة أنابيب اختبار نظيفة 3 مل من المحاليل السكرية (الغلوكوز، السكروز، النشاء).
- 2- أضف لكل أنبوب قطرتين من محلول لوغول اليودي ثم قارن بين الألوان المتشكلة في الأنابيب.
- 3- سخن حتى الغليان ماذا تلاحظ؟ برد من جديد ماذا تلاحظ؟ فسر ذلك.

التجربة رقم (2):

الكشف عن محلول سكري مجهول:

لديك محلول مجهول هو أحد المحاليل التالية: غلوكوز، فركتوز، ريبوز، سكروز، مالتوز، نشاء، ألومين.

١- اكتب مخططاً توضح فيه آلية التمييز بين هذه المحاليل.

٢- طبق مجموعة التفاعلات النوعية للكشف عن هوية هذا المحلول.