

كلية الصيدلة

الكيمياء الحيوية (١)

الجلسة العملية الخامسة

الشحوم (١)

الكشف عن الحموض الدسمة وثلاثيات الغليسريد

❖ أهداف الجلسة:

- ١- دراسة خاصة انحلالية الشحوم في الماء والمذيبات العضوية المختلفة.
- ٢- التعرف على التفاعلات النوعية للكشف عن الغليسيرول وثلاثيات الغليسيريد.
- ٣- التعرف على التفاعلات النوعية لتمييز الحموض الدسمة سواء المشبعة أو غير المشبعة.

❖ مقدمة:

تعرف الشحوم (الليبيدات Lipids) بأنها مركبات عضوية تكون غالباً بشكل أسترات لأغوال معقدة مع الحموض الدسمة. تتميز بأنها مركبات غير قطبية، انحلاليتها ضعيفة أو معدومة في الماء، بينما تتحلل في المحلات العضوية. تأتي في المركز الثاني كمركز للطاقة في الجسم بعد السكريات، وتؤدي وظائف أخرى هامة حيث تساهم في بنية الأغشية الخلوية (الفوسفوليبيدات والكوليسترول) وتلعب دور تائم أنزيمية (الفيتامينات المنحلة في الدم) وتساهم في ضبط الاستتباب الداخلي في الجسم (الهرمونات الستيروئيدية).

تتكون الحموض الدسمة من سلسلة هيدروكربونية طويلة وزمرة كربوكسيلية طرفية، وتكون مشبعة (جميع الروابط فيها أحادية) مثل حمض الشمع أو غير مشبعة (تحتوي رابطة مضاعفة أو أكثر) مثل حمض الزيت. تكون الحموض الدسمة المشبعة صلبة في درجة حرارة الغرفة الأمر الذي يجعل الدهون الحيوانية صلبة على اعتبار أنها مكونة بشكل رئيسي من حموض دسمة مشبعة، أما الحموض الدسمة اللامشبعة فتكون سائلة كما في الزيوت النباتية.

أهم الشحوم:

١- الغليسيريدات: تنتج عن أسترة الغليسيرول مع الحموض الدسمة وهي إما متجانسة (تحتوي على نوع واحد من الحموض الدسمة) أو غير متجانسة (تحتوي على أكثر من نوع من الحموض الدسمة).
حسب عدد الحموض الدسمة المتأسترة مع الغليسيرول تصنف إلى أحاديات أو ثنائيات أو ثلاثيات الغليسيريد (الشحوم الثلاثية).






Figure 4 : Glycérides


٢- الشحميات الفوسفورية Phospholipids: مكونات هامة ومميزة للأغشية الخلوية يتم فيها تأستر إحدى الوظائف الكحولية الأولية للغليسيرول مع حمض الفوسفور وليس بحمض دسم فأساسها هو حمض الغليسيروفوسفوريك، وهي مركبات أمفيباتية لأنها تحوي على نهاية قطبية محبة للماء ونهاية غير قطبية محبة للدهن.



٣- السفينغوليبيدات: هي ليبيدات معقدة أساسها السفينغوزين، وهي مكونات هامة للأغشية الخلوية وتوجد بكميات كبيرة في الدماغ والنسيج العصبي ومكونة من ثلاث جزيئات هي السفينغوزين أو أحد مشتقاته، وحمض دسم طويل السلسلة مشبع أو غير مشبع، وجزيئة قطبية كبيرة الحجم.



٤- الستيرويدات والستيروئيدات: من أهمها الكوليسترول، يتواجد في المصل حراً أو مؤسثراً مع حموض دسمة. يتمثل دوره في بناء الأغشية الخلوية مع الشحوم الفوسفورية، و كطليعة لاصطناع الهرمونات الستيرويدية والحموض الصفراوية وفيتامين D، 40% من كوليسترول الجسم خارجي المنشأ و 60% منه داخلي المنشأ يتم اصطناعه من Acetyl-CoA خاصة في الكبد وقشر الكظر.



❖ التجارب العملية:

التجربة رقم (1):

دراسة الخاصية الذوبانية للشحوم:

■ المبدأ:

يمكن الكشف عن الشحوم من خلال خواصها الانحلالية، كذلك يمكن الاستفادة من تفاوت انحلاليتها في المحلات المختلفة من أجل فصلها من مزائجها. تتحلل في المحلات العضوية اللاقطبية مثل الكلوروفورم والايتر وأغلبها ينحل في الإيتانول و الأسيتون، وتشكل جميعها في الماء مستحلباً ذا لون حليبي.

■ المواد المستعملة:

- ✓ اسيتون
- ✓ ايتر ايتيلي
- ✓ ايتانول 95%
- ✓ ماء مقطر
- ✓ زيت نباتي
- ✓ حمض دسم (حمض الزيت)

■ طريقة العمل:


١. خذ أربعة أنابيب اختبار نظيفة وجافة وضع في الأول 2 مل ماء مقطر وفي الثاني 2 مل من الايتر أو الكلوروفورم وفي الثالث 2 مل من الكحول الإيتيلي وفي الرابع 2 مل من الأسيتون.
٢. أضف إلى كل أنبوب 4 نقاط من الزيت النباتي أو حمض الزيت.
٣. خض الأنابيب بشكل جيد ولاحظ مدى الانحلال في الأنابيب الأربعة.
٤. سجل ملاحظتك ونتائجك.

التجربة رقم (2):

الكشف عن الغليسيرول من خلال تفاعل تشكل الأكرولين:

■ المبدأ:

يستخدم هذا الاختبار للكشف عن الغليسيرول الحر أو المرتبط مع الحموض الدسمة بروابط استيرية بشكل غليسيريدات من خلال تفاعل تشكل الأكرولين، يتم نزع جزيئي ماء من كل جزيء غليسيرول من خلال التسخين بوجود بيكربونات البوتاسيوم $KHSO_4$ الصلبة، فيتحول الغليسيرول إلى أكرولين والذي يمكن تمييزه من رائحته الواخذه المهيجة للأغشية المخاطية.



■ المواد المستعملة:

- ✓ مسحوق ثاني كبريتات البوتاسيوم.
- ✓ زيت نباتي (زيت الزيتون).

■ طريقة العمل:

١. ضع حوالي 0.25 غ من مسحوق ثاني كبريتات البوتاسيوم في أنبوب اختبار.
٢. أضف 5 قطرات من زيت الزيتون.
٣. سخن بحذر على نار هادئة حتى يسود المزيج.
٤. الرائحة النفاذة الحادة هي رائحة الأكرولين.

التجربة رقم (3):

التفاعل مع خلات النحاس لتمييز الحموض الدسمة الحرة:

■ المبدأ:

يستخدم هذا الاختبار لتمييز الحموض الدسمة الحرة سواء كانت مشبعة أو غير مشبعة. لا تتفاعل الزيوت أو الدهون مع محلول خلات النحاس أما الأحماض الدسمة فتتفاعل مع خلات النحاس وتعطي ملح النحاس المقابل. مثلاً يتفاعل حمض الزيت مع خلات النحاس معطياً زيتات النحاس، الملح النحاسي المتكون يمكن استخلاصه بواسطة الإيتر البترولي.

■ المواد المستعملة:

- ✓ زيت نباتي.
- ✓ حمض دسم (حمض الزيت).
- ✓ محلول خلات النحاس (كاشف بارفويد).
- ✓ إيتر البترول.

■ طريقة العمل:

1. ضع 2 مل من محلول خلات النحاس في أنبوبي اختبار.
2. أضف 5 قطرات من الزيت النباتي إلى أحد الأنابيب ومن حمض الزيت إلى الأنبوب الآخر وامزج جيداً.
3. أضف 2 مل من الإيتر البترولي إلى كل أنبوب.
4. لاحظ تلون الطبقة الإيتيرية العلوية في الأنبوب الحاوي على الحمض الدسم بلون أزرق نتيجة احتوائها على ملح زيتات النحاس، أما الأنبوب الحاوي على الزيت النباتي فتبقى الطبقة الإيتيرية شفافة.