

## كلية الصيدلة

### الكيمياء الحيوية (١)

### الجلسة العملية العاشرة

### الكشف عن المركبات الأزوتية


### (البولة والكرياتينين والنشادر)

## ❖ أهداف الجلسة:

1. التعرف على أهم المواد الأزوتية اللابروتينية الموجودة في الجسم الحي.
2. التعرف على التفاعلات النوعية للكشف عن أهم المواد الأزوتية (النشادر والبولة والكرياتينين وتمييزها).

## مقدمة:

تتوزع المواد الأزوتية الكلية الموجودة في الدم إلى أزوت بروتيني وأزوت لا بروتيني، يشمل الأزوت اللابروتيني مجموعة من نواتج استقلاب البروتينات تضم : البول Urea ، الأحماض الأمينية الحرة، حمض البول Uric acid ، الكرياتين والكرياتينين، الأمونيا . تعتبر البولة والكرياتينين النواتج الرئيسية لاستقلاب المواد الأزوتية في الجسم.




## البولة Urea:

هي المستقلب الرئيسي للبروتينات والحموض الأمينية، حيث تنتج الأمونيا بعمليات نزع الأمين من الحموض الأمينية وتدخل الأمونيا في حلقة البولة urea cycle في الكبد لتشكل البولة. تشكل البولة 50 – 75 % من المركبات الأزوتية غير البروتينية. تطرح البولة عن طريق الكلية بنسبة 90% لذلك تعطي دلالة على الوظيفة الكلوية وبما أنها تتشكل في الكبد فهي تعطي أيضاً دلالة على الوظيفة الكبدية.

## الكرياتينين creatinine:

هو بلا ماء الكرياتين، ينشأ الكرياتين في الكبد من الحموض الأمينية التالية: الغليسين والأرجينين والمثيونين، ثم يتحول في العضلات إلى كرياتين فوسفات كمركب خازن للطاقة بتدخل أنزيم الكرياتين كيناز. يتحول يومياً 1.5 – 2% من مجموع الكرياتين في الجسم إلى كرياتينين الذي ينتقل بالبلازما إلى الكلية حيث ينطرح بالبول بشكل كامل تقريباً. ويعتبر الكرياتينين أيضاً من أهم مشعرات الوظيفة الكلوية.




## ❖ التجارب العملية:

### التجربة رقم (1):

#### الكشف عن البولة باستخدام دي أسيتيل مونوكسيم:

##### ■ المبدأ:

يستخدم هذا الاختبار في الكشف الكيفي والكمي عن البولة. يتحلل دي أسيتيل مونوكسيم في وسط حمضي معطياً دي أسيتيل، تتكاثف البولة مع دي أسيتيل بدرجة حرارة 100 م وتعطي معقد بلون أحمر وردي. يضاف الثيوسيمي كربازيد Thiosemicarbazide لتحفيز تشكل المعقد اللوني.



##### ■ المواد المستعملة:

- ✓ محلول دي أسيتيل مونوكسيم%
- ✓ محلول ثيوسيمي كربازيد%
- ✓ حمض كبريت مركز
- ✓ محلول البولة 1%

##### ■ طريقة العمل:


١. يوضع في أنبوب اختبار 0.5 مل من محلول البولة.
٢. يضاف 0.5 مل دي أسيتيل مونوكسيم.
٣. تضاف بضع قطرات من حمض الكبريت المركز على جدران الأنبوب.
٤. يضاف 0.5 مل ثيوسيمي كربازيد.
٥. يسخن الأنبوب على حمام مائي بالدرجة 100 مئوية لمدة 10 دقائق.
٦. سجل الملاحظات والنتائج.

التجربة رقم (2):

## تفاعل جافيه Jaffee للكشف عن الكرياتينين:

### ■ المبدأ:

إن طريقة جافيه هي أقدم طريقة ولا زالت تستخدم حتى اليوم في كشف ومعايرة الكرياتينين لكن مع بعض التعديلات. يتكاثف الكرياتينين مع حمض المر Picric acid (حمض 2، 4، 6 ثلاثي نثرو الفينول) في وسط قلوي مشكلاً معقد بلون أصفر برتقالي يدعى معقد جانوفسكي.



### ■ المواد المستعملة:

- ✓ حمض المر.
- ✓ ماءات الصوديوم.
- ✓ محلول الكرياتينين.

### ■ طريقة العمل:

1. يوضع في أنبوب اختبار 0.5 مل من محلول الكرياتينين.
2. يضاف 0.5 مل من حمض المر.
3. تضاف عدة قطرات من ماءات الصوديوم.
4. تسجل الملاحظات والنتائج.

التجربة رقم (3):

الكشف عن النشادر باستخدام كاشف نسلر:

■ المبدأ:

يتألف كاشف نسلر من رباعي يود زئبقات البوتاسيوم ( $K_2(Hg I_4)$ ). يعطي هذا الكاشف مع النشادر راسب بلون أصفر برتقالي إلى أحمر حسب تركيز النشادر.

■ المواد المستعملة:

- ✓ كاشف نسلر
- ✓ كبريتات الأمونيوم 1%
- ✓ ماءات الصوديوم 0.5%

■ طريقة العمل:

1. يوضع في أنبوب اختبار 0.5 مل من محلول كبريتات الأمونيوم.
2. يضاف 0.5 مل من كاشف نسلر.
3. تضاف عدة قطرات من ماءات الصوديوم.
4. تسجل الملاحظات والنتائج.