

الجراثيم والفيروسات Bacteriology and Virology (Practical Course)

إعداد:

د. مايا الخطيب

إشراف:

أ.د. هيثم يازجي

3.....	الجلسة 1: قواعد السلامة والأجهزة في مخبر الأحياء الدقيقة
8.....	الجلسة 2: جمع العينات للفحص الجرثومي
13.....	الجلسة 3: تقنيات تلوين الجراثيم Bacterial Staining Techniques
17.....	الجلسة 4: تلوين غرام Gram Stain
21.....	الجلسة 5: الأوساط الزرعية Culture media
26.....	الجلسة 6: تقنيات الزرع الجرثومي Bacterial Culture Techniques
31.....	الجلسة 7: الاختبارات الكيميائية الحيوية للجراثيم (1) Biochemical tests (1)
35.....	الجلسة 8: الاختبارات الكيميائية الحيوية للجراثيم (2) Biochemical tests (2)
39.....	الجلسة 9: اختبار التحسس للمضادات Antibiotic Susceptibility Test
45.....	الجلسة 10: الاختبارات المصلية Serological Tests

على الطالب الالتزام بقواعد وآداب المخبر

- ✓ التقيد بموعد الجلسة العملية وعدم التأخر
- ✓ ارتداء المعطف المخبري ضمن الجلسة
- ✓ ربط الشعر إن كان طويلاً
- ✓ العمل بهدوء ودقة والحفاظ على أدوات وأجهزة المخبر
- ✓ تنظيف الأدوات المخبرية بعد الانتهاء من التجربة
- ✓ يمنع استخدام الجوال ضمن الجلسة

المراجع

Lab Manual and Workbook in Microbiology: Applications to Patient Care (Josephine Morello, Paul Granato and Verna Morton)



الجلسة 1: قواعد السلامة والأجهزة في مخبر الأحياء الدقيقة

Safety Rules and Equipment in Microbiology Lab

قواعد العمل في مخبر الأحياء الدقيقة (GMP) Good Microbiological Practice:

هي مجموعة الإجراءات المتبعة في المخبر لمنع تلوث المخبر والعاملين فيه بالكائنات الدقيقة التي يتم التعامل معها، وأيضاً لمنع تلوث هذه الكائنات بعوامل أخرى من البيئة الخارجية.

- ارتد المعطف المخبري Lab coat.
- ضع الأغراض كالكتب والحقائب في المكان الذي يحدده لك المشرف.
- احمل معك إلى مكان العمل الأدوات التي سوف تستخدمها فقط.
- اغسل يديك جيداً بالصابون قبل البدء بالجلسة العملية.
- اربط الشعر الطويل ولا تتكئ على الطاولة.
- امسح منطقة عملك بمطهر، واتركها لتجف بالهواء قبل أن تبدأ بالعمل.
- قبل البدء بالعمل، يجب أن تكون جميع الأدوات والأوساط المعدة للاستخدام عقيمة.
- إذا تعرضت لجرح أو حرق أثناء العمل، أعلم المشرف بذلك مباشرة.
- يمنع تناول الطعام أو الشراب أو التدخين داخل المخبر.
- أثناء التلوين أو الزرع يجب فتح الأوساط الزرعية لأقصر فترة ممكنة والعمل قرب اللهب Bunsen burner.
- امسك غطاء الأنباب بالأصبع الصغير وعدم وضعه على طاولة العمل، تلمس فوهة الأنباب عند فتحها.
- انتبه للهب أثناء العمل، أطفئه عند الانتهاء من استخدامه.
- تجنب حمل المزارع الجرثومية والتنقل بها في المختبر منعاً للتلوث.
- إلقاء العينات بعد الانتهاء من العمل بها والأدوات المستعملة في أماكنها المخصصة.
- بعد أن تنظف طاولة العمل امسحها بمطهر قبل الخروج من المخبر.
- اغسل يديك جيداً بالماء والصابون أو بأي محلول مطهر عند انتهاء من العمل.
- لا تضع أي شيء في فمك وأنت تقوم بالزرع، ولا تقم بالمص بفمك واستخدم ماصة بدلاً من ذلك، أبق يديك وقلمك بعيداً عن فمك وعينيك وأنفك.
- عندما تقوم بالزرع، عقم العروة أو الإبرة بالهب قبل وضعها على الطاولة.
- أبق الأنباب دائماً في حامل الأنباب عندما تتعامل مع الوسط السائل. لا توقفها أو تسندھا على الطاولة لأن ذلك قد يؤدي لإزاحة السائل منها.
- إذا سكبت وسط الزرع غط السائل المنسكب بمنشفة ورقية ثم اغمره بمطهر، وأعلم المشرف.

- ضع أوساط الزرع المستخدمة والمناشف الورقية والقفازات في سلة المهملات التي يحددها المشرف. يجب أن توجد سلة منفصلة للمواد الحادة (الشرائح، الماصات، المسحات، الزجاج المكسور). كل هذه النفايات يجب أن تعقم قبل أن ترمى أو يعاد استخدامها. لا ترم أي من هذه الأدوات في سلة المهملات.
- إذا حرقت أو جرحت يدك، قم بتغطيتها بشريط طبي، والبس القفازات للحماية.

مستويات الأمان الحيوي Biosafety Levels

هي مجموعة الإجراءات والممارسات المتبعة والتجهيزات في المخابر البيولوجية بهدف حماية العاملين في المخبر وحماية البيئة من خطر الكائنات الدقيقة micro-organisms كالجراثيم والفيروسات والأوالي والفطريات. هناك أربع مستويات أمان حيوي تختلف حسب العضويات الدقيقة الموجودة في المخبر كما هو موضح في الجدول التالي:



Biosafety level	BSL-1	BSL-2	BSL-3	BSL-4
Description	No containment, Defined organisms, Unlikely to cause disease	Containment, Moderate risk, Disease of varying severity	High containment, Aerosol transmission, Serious disease	max containment, exotic or high-risk agents, life threatening disease for which vaccines or other treatments are not available
Some agents	E-coli non- pathogenic strains, Staphylococcus epidermidis	Streptococcus, Staphylococcus aureus, salmonella, Influenza, HIV, Hepatitis viruses	Tuberculosis, <i>Bacillus anthracis</i> , SARS coronavirus	Ebola virus,

تتبع قواعد مستوى الأمان الحيوي 1 عند التعامل مع الجراثيم والفيروسات التي من المستبعد أن تسبب في الحالة الطبيعية أمراضاً لدى الأفراد البالغين السليمين. حيث نلتزم بقواعد العمل المخبري العامة سابقة الذكر. تتبع قواعد مستوى الأمان الحيوي 2 عند التعامل مع الجراثيم والفيروسات المسببة للأمراض متوسطة الشدة لدى البالغين السليمين. حيث يجب ارتداء القفازات، والمريول يجب أن يخلع قبل الخروج من المخبر وأن يترك في مكان محدد في المخبر. وإذا كان هناك تشكك للرداء أثناء العمل فيجب العمل تحت السحابة.

بشكل عام يتم التعامل مع الدم البشري ومع سوائل الجسم الأخرى كما لو أنها ملوثة بالعوامل الممرضة التي تنتقل بالدم مثل فيروس نقص المناعة المكتسب البشري HIV فيروس التهاب الكبد من النمط B (HBV) وفيروس التهاب الكبد C (HCV).

الأجهزة والأدوات المستخدمة في مخبر الجراثيم:

(1) المجهر The Microscope


هناك عدة أنواع للمجاهر أهمها:

- المجهر الضوئي Light Microscope يكبر الأجسام حتى ألف مرة 1000X ويمكن استخدامه لدراسة حجم الخلية وشكلها ونوعها. لكنه يعطي معلومات ضحلة عن مكونات الخلية الداخلية، وهو المستخدم في مخبرنا. نميز عدة عدسات جسمية بتكبيرات مختلفة (4-10-60-100) وتدعى العدسة ذات التكبير 100 بالعدسة الغاطسة لأننا نحتاج لوضع قطرة من زيت الأرز على الشريحة لنتمكن من الرؤية بالعدسة الغاطسة.
- المجهر الإلكتروني النافذ Transmission Electron Microscope TEM تصل قوة التكبير فيه إلى 100,000 لذا يستخدم لدراسة المكونات الداخلية للخلية.
- المجهر الإلكتروني الماسح Scanning Electron Microscope SEM يعطي نظرة ثلاثية الأبعاد لسطح الخلايا في بيئتها. وتصل قوة التكبير فيه إلى 20,000.

خطوات استخدام المجهر الضوئي:

1. احمِل المجهر بكلتا يديك بشكل عمودي. ضع المجهر على طاولة العمل، صل القابس وشغل الضوء.
2. ثبت الشريحة في مكانها على المنصة stage باستخدام حامل الشريحة slide holder.
3. استخدم لولب التحكم بالمنصة الميكانيكية لتحريك الشريحة بحيث تصبح العينة فوق المكثفة condenser.
4. حرك القطعة الدوارة إلى العدسة الجسمية 4 X عندما تصبح العدسة الجسمية فوق العينة، حرك لولب الإحكام السريع coarse adjustment حتى تصبح العدسة الجسمية والمنصة أقرب ما يمكن من بعضهما.
5. حرك لولب الإحكام الدقيق fine adjustment وأنت تنظر عبر العدسة العينية فتقوم بتقريب العينة. توقف عندما تصبح العينة في المحرق وتكون الرؤية واضحة.
6. اضبط المسافة بين العدستين العينيتين باستخدام عجلة الإيهام حتى تصبح الصورتان صورة واحدة.
7. ثبت العينة، ثم حرك القرص الدوار إلى العدسة الجسمية 10 X بما أن غالبية المجاهر تكون محارقتها متناسقة لذا لا يلزم الضبط إلا بلولب الإحكام الدقيق.
8. عندما تصبح الصورة واضحة حرك القرص الدوار إلى العدسة الجسمية 40X وحرك لولب الإحكام الدقيق.
9. أبعد العدسة الجسمية 40 X وضع قطرة من زيت الأرز فوق العينة. ضع العدسة الغاطسة 100X وحرك لولب الإحكام الدقيق. قد تحتاج إلى فتح الحاجز الضوئي باستخدام الحظار لتسمح للمزيد من الضوء بالمرور إلى العدسة الجسمية. التكبير الإجمالي هو 1,000X
10. عندما تنتهي من فحص الشريحة، ضع العدسة الجسمية 4X، امسح الزيت عن العدسة الغاطسة باستخدام قطعة من ورق العدسات وأزل الشريحة من المنصة.

11. أطفئ الضوء وافصل القابس.



(2) الحاضنة Incubator

جهاز يستطيع ضبط درجة الحرارة (غالباً 37 مئوية) والرطوبة وتركيز CO₂ وذلك لتأمين بيئة مناسبة لتنمية الجراثيم على الأوساط الزرعية. توضع أطباق البتري الزرعية داخل الحاضنة بوضعية مقلوبة منعاً لتساقط بخار الماء المتكاثف على الوسط وتخريب المستعمرات.

(3) العروة Loop

عود معدني مثبت عليه سلك بلاتيني ينتهي بعروة او حلقة، يستخدم لزراعة الجراثيم على الأوساط الزرعية. يتميز بسهولة تعقيمه باللهب وبأنه يبرد بسرعة خلال ثوان. كما يوجد عروات بلاستيكية عقيمة تستخدم لمرة واحدة.

(4) مصباح بنسن Bunsen Burner

عند العمل في مخبر الجراثيم يجب العمل بقرب لهب مشتعل لتأمين العقامة، كما أنه يستخدم لتعقيم العروة.

(5) طبق البتري Petri Dish

عبوات بلاستيكية تصب فيها أوساط الزرع الصلبة، لزرع الجراثيم عليها بهدف التعرف على نوعها وجنسها. لأطباق البتري أحجام متنوعة.

(6) الصاد الموصد Autoclave:

جهاز يستخدم للتعقيم بالحرارة الرطبة (بخار الماء تحت الضغط)، وهي من أفضل طرق التعقيم. يستخدم للمواد التي لا تتخرب بالحرارة أو الرطوبة مثل الأدوات الزجاجية والأوساط الزرعية، كما يستخدم لإتلاف الأطباق بعد الزرع. الحرارة الرطبة تقضي على الجراثيم والفيروسات والأبواغ عبر التسخين غير العكوس للأنزيمات والبروتينات الهيكلية.

مبدأ عمل الصاد الموصد هو رفع الضغط الجوي داخله بحيث ترتفع درجة غليان الماء لترتفع درجة حرارة البخار من 100°C إلى 121°C . دورة التعقيم المتبعة عادة هي التعرض لحرارة 121°C مئوية لمدة 15 دقيقة.

(7) المحم Dry Heat Oven

جهاز يستخدم للتعقيم بالحرارة الجافة، يستخدم لتعقيم الأدوات المعدنية التي تتحمل درجات عالية من الحرارة والتي قد تتخرب بوجود الرطوبة. دورة التعقيم المتبعة عادة 160°C درجة مئوية لمدة ساعتين.

(8) مصباح الأشعة فوق البنفسجية UV lamp

يستخدم الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet قصيرة طول الموجة لقتل الجراثيم عبر تخریب DNA الجرثومي. تستخدم لتقليل عدد البكتيريا في مناطق محدودة ومغلقة كغرف العمليات وطاولات المخبر وحجرات تغليف الأدوية. يجب إخلاء المكان من الأشخاص قبل استخدامها كي لا تسبب أذية لقرنية العين أو الجلد. يعقم لمسافة 8 أقدام خلال 30 دقيقة.

(9) حجرة الأمان الحيوي Biosafety Cabinet (BSC)

هي حجرة عمل مغلقة ومهواة، للتعامل الآمن مع المواد والكائنات الممرضة التي تنتقل عبر الزذاذ، حيث تؤمن تيار هواء ذو ضغط سلبي وفلاتر خاصة مما يمنع حدوث تلوث للوسط الخارجي.

الجلسة 2: جمع العينات للفحص الجرثومي

Specimen collection for bacterial examination

الشروط الواجب توافرها في العينة لتكون صالحة للفحص الجرثومي:

1. يجب أن تمثل العينة العنصر المرضي تمثيلاً جيداً، من الناحية الكمية، أي يجب أن تكون كافية للفحص المباشر والزرع، ومن الناحية الكيفية، فمثلاً يجب ألا يكون القشع مخلوطاً باللعاب. كما يجب أن نأخذ العينة من عمق الجرح لا من حوافه وأن نأخذ السائل القيعي لا السائل المدمى.
2. يجب أن يتم الجمع باستخدام أدوات مناسبة وفي أوعية مناسبة. فيجب أن يكون حجم الوعاء مناسباً لنوعية العينة، شفاف لتسهيل رؤية العينة، غير قابل للكسر، قابل للإتلاف والعنونة. توضع العينات في عبوات نظيفة وجافة ومحكمة الإغلاق. أما العينات المراد زرعها فيجب وضعها في عبوات عقيمة.
3. تجمع العينة من قبل المخبري أو الطبيب المختص أو من قبل المريض بعد إعطائه التوجيهات الضرورية.
4. يكتب على عبوة العينة البيانات التالية:
 - a. اسم وجنس وعمر المريض
 - b. نوع العينة
 - c. مكان وجود الآفة
 - d. نوع الفحص المطلوب
 - e. نوع الصاد الحيوي إذا كان المريض يتناول الصادات
 - f. تاريخ وساعة جمع العينة
 - g. بالإضافة لتحذير فيما لو كان يتوقع وجود جرثوم خطير في العينة لكي يتم التعامل معها بحيطه وحذر من قبل المخبري.
5. يفضل أن تؤخذ العينة قبل البدء بالمعالجة بالصادات الحيوية أو بعد 72 – 48 ساعة من إيقاف المعالجة.
6. يجب أن تصل العينة إلى المخبر في وقت أقصاه ساعة من جمع العينة، وإلا توضع في البراد. لأن جراثيم الفلورا الطبيعية قد تتكاثر وتغطي على الجراثيم المرصدة، أو قد تكون هذه الجراثيم قابلة للتخرب. كما أن هناك بعض العينات الجرثومية تستوجب التعامل معها على سرير المريض أو اللجوء لاستعمال أوساط النقل Transport Media الملائمة.

العينات التي يجب رفضها وعدم استقباليها:

- عينة ليس عليها البيانات الكافية.
- عينة فيها تسريب.
- عينة تأخرت في الوصول إلى المخبر أكثر من 12 ساعة.
- عينة في عبوة غير نظيفة أو ليست بالمواصفات المطلوبة.

أدوات جمع عينات الفحص الجرثومي:

تختلف الأدوات المستعملة لجمع العينات حسب مكان توضع الآفة ويشترط فيها العقامة.

1. الماسحة swab عبارة عن عود خشبي أو بلاستيكي في نهايته كتلة من القطن أو الرايون rayon، يختلف حجم الماسحة حسب العضو المراد أخذ العينة منه. تستعمل الماسحة في أخذ مسحات من الجروح ومن البلعوم والأنف والعين والمهبل وعنق الرحم والاحليل والشرج. تعتبر المسحات ملائمة لمعظم الحالات لكن قدرتها التشخيصية أقل من عينات النسج والسوائل.
2. السرنغ syringe: يستخدم لأخذ عينات من الخراجات (القيح)، سائل الجنب المحيط بالرئة، سائل الحبن المحيط بأحشاء البطن، السائل الدماغي الشوكي، الدم.
3. المشرط المعقم scalpel blade والمלקط forceps لأخذ عينات من الأنسجة كالخراجات وعينات الفطور من الجلد والأظافر.



4. أكياس جمع البول urine collection bag لجمع البول عند الأطفال الرضع.
5. العبوات البلاستيكية containers لجمع عينات القشع، البول، البراز.

الطرائق المتبعة في جمع بعض العينات الحيوية Specimen Collection Procedures:

تعتمد جودة نتيجة التحليل والزرع الجرثومي على جودة العينة المأخوذة، لذا من واجب الصيدلاني أو الطبيب تقديم إرشادات جمع العينات بوضوح للمريض.

1. الدم Blood


يتم جمع عينتان من الدم بفواصل ساعة، لأن حالات تجرثم الدم قد تكون مستمرة أو متقطعة. الحالات التي تستدعي زرع الدم: انتان الدم septicemia حيث توجد الجراثيم في الدم بتركيز عال وتتكاثر ضمنه، تجرثم الدم bacteremia حيث توجد الجراثيم في الدم لفترة عابرة ولا تتكاثر ضمنه كما في الحمى التيفية، التهاب شغاف القلب الحاد، الحرارة مجهولة المنشأ.

2. السائل الدماغي الشوكي (CSF) Cerebrospinal Fluid

يجمع السائل الدماغي الشوكي من قبل الطبيب أو شخص مختص. يتم بزل 2-5 مل بين الفقرتين القطنيتين الرابعة والخامسة، وفي شروط عقيمة جداً خوفاً من إحداث التهابات سحائية. يجمع السائل في أنبوب عقيم دون إضافة مادة مضادة للتخثر، ويكون رائقاً في الحالة السوية. وتؤخذ هذه العينة للدراسة الخلوية والكيميائية (سكر وبروتين) إضافة إلى التحري الجرثومي.

3. مسحة البلعوم Throat Swab

تجمع بالاستعانة بخافض لسان حيث تدخل الماسحة وراءه في المنطقة بين اللوزتين مع الحذر من تنبيه مركز القيء عند المريض أو من لمس باطن الخد أو اللسان، وتدور الماسحة على البلعوم واللوزتان، والمريض في وضعية الجلوس مع رفع عنقه. الحالات التي تتطلب أخذ مسحة البلعوم: التهاب البلعوم strep throat السعال الديكي whooping cough/ pertussis التهاب اللوزتان tonsillitis الحمى الرثوية rheumatic fever. لا تقم بأخذ مسحة البلعوم إذا كان لسان المزمار epiglottitis ملتهباً لأن ذلك قد يسبب انسداداً رئوياً.



4. مسحة البلعوم الانفي Nasopharyngeal

تستخدم الماسحة ذات الذراع المرن ورأس النايلون، يتم ادخال الماسحة في فتحة الأنف بشكل أفقي إلى أن تصل إلى البلعوم الأنفي على عمق 5 سم وتحرك على المخاطية قليلاً. تستخدم لتشخيص الفيروسات التنفسية، المكورات السحائية Meningococcus، والبورديتيا الشاهوقية Bordetella pertussis.



5. المفرزات القصبية الرئوية أو القشع sputum:

يجمع القشع المندفع بجهد تلقائي وأنسب وقت لذلك هو عند الاستيقاظ وقبل تناول أي طعام أو شراب، ويفضل أن يكون بعد تنظيف الفم واللسان، ويجب ألا يعتمد البتة على القشع اللعابي الصرف.

يجمع القشع في حالات التهاب القصبات، التهاب الرئة، السل الرئوي أو الفطور الرئوية. في حال عدم قدرة المريض على التقشع يستخدم الطبيب منظار القصبات bronchoscope لأخذ عينة من القصبات مباشرة.

6. البراز stool

توضع عينة البراز الطازجة في وعاء عقيم، ويتم اختيار الجزء المخاطي أو المدمى للفحص إن وجد، وإذا تعذر إجراء الفحص المخبري مباشرة توضع العينة في البراد لمنع تكاثر الجراثيم. لا تصلح العينات التي سبقها تناول مركبات الباريوم والبيزموث أو المليينات الزيتية لتحري الطفيليات وبيوضها، ولا تصلح عينة البراز التي جمعت لغرض الزرع جرثومي إذا كان المريض يتناول صادات حيوية، ويجب التنبيه إلى عدم اختلاط البراز بالبول أو بدم الحيض أو بالإفرازات المهبلية أو بأي شيء آخر. يجب تحليل العينات ذات القوام الإسهالي خلال فترة لا تزيد عن ساعة، وإذا تعذر ذلك يجب تثبيت العينة باحدى طرق التثبيت المناسبة.

7. البول Urine

يتم جمع عينة البول الخاصة بالزرع الجرثومي من منتصف جريان البيلة الصباحية الأولى، في عبوة عقيمة. مع تنبيه المريض إلى غسل الأعضاء التناسلية الخارجية جيداً بالماء والصابون قبل أخذ العينة. ويجب أن تفحص العينة خلال ساعة من جمعها وإلا تحفظ في البراد لمدة أقصاها 12 ساعة.

الزمرة الطبيعية (الفلورا) Normal Flora

هي الجراثيم (والفطور بكمية قليلة) المتعايشة الموجودة على الجلد والأغشية المخاطية. في الحالة الطبيعية لا تسبب أمراضاً للإنسان، بل لها دور في مناعة الجسم ضد الجراثيم الممرضة. لكنها قد تصبح ممرضة في بعض الحالات كنقص المناعة حيث تسبب أمراضاً انتهازية. تدعى الفلورا أيضاً الميكروبيوم Microbiome. وقد ثبت مؤخراً علاقتها بالكثير من الأمراض.

يكون الجنين في الرحم عقيماً، وتبدأ الجراثيم بالتوضع على سطح جسمه من لحظة الولادة. خلال 48 ساعة من الولادة تكون الفلورا قد تركزت في الفم، الأمعاء وعلى الجلد.

القسم العملي:

- ♦ أخذ مسحة من البلعوم وتلوينها (ليس لتلوين مسحة البلعوم أهمية سريرية لأننا لا نستطيع التمييز بين الجراثيم الممرضة كالعقديات المقيحة وغير الممرضة كالعقديات المخضرة تحت المجهر، بل يجب الزرع وإجراء الاختبارات).
 - ♦ أخذ مسحة من الخلايا الشدقية buccal cell في باطن الخد وتلوينها (أيضاً ليس لهذا التلوين أي أهمية سريرية، تستخدم مسحة باطن الخد في تحليل DNA).
- طريقة العمل:

1. مسحة البلعوم: اطلب من زميلك فتح فمه، استعمل خافض اللسان ثم ادخل الماسحة وحك جدار البلعوم واللوزتان. مسحة باطن الخد: حك باطن الخد جيداً.
2. افرش الماسحة على شريحة زجاجية.
- ♦ ضع قطرة من أزرق الميثيلين، وضع فوقها ساترة coverslip.
3. أزل الفائض من الملون بورق نشاف.
4. افحص الشريحة تحت المجهر، باستخدام العدسات ذات التكبير الضعيف أولاً. لاحظ الخلايا ونواتها وجراثيم الفلورا.

This table demonstrate predominant bacteria at various anatomical locations in adults.

Anatomical Location	Predominant bacteria
Skin	Staphylococcus epidermidis and corynebacteria
Conjunctiva	sparse, Gram-positive cocci and Gram-negative rods
Oral cavity	
teeth	streptococci, lactobacilli
mucous membranes	streptococci and lactic acid bacteria
Upper respiratory tract	
nasal membranes	Staphylococcus epidermidis Staphylococcus aureus (in 20%) and corynebacterial

sinuses	Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, α - and γ -streptococci
pharynx (throat)	streptococci, neisseria, Gram-negative rods and cocci pathogens (Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis)
Lower respiratory tract	None
Gastrointestinal tract	
stomach	Helicobacter pylori (up to 50%)
small intestine	lactics, enterics, enterococci, bifidobacterial
colon	bacteroides, lactics, enterics, enterococci, clostridia, methanogens
Urogenital tract	
Kidney, bladder	None
anterior urethra	Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, alpha-hemolytic streptococci, corynebacteria, E. coli, Proteus
vagina	lactic acid bacteria during child-bearing years; otherwise corynebacteria, staphylococci, streptococci, E. coli.

الجلسة 3: تقنيات تلوين الجراثيم Bacterial Staining Techniques

عند فحص الجراثيم تحت المجهر الضوئي نجد أنه من الصعب تمييزها بسبب ضعف التباين ولأنها غير ملونة. لذا نلجأ لإضافة الصبغات التي تسمح لنا برؤية الجراثيم بسهولة وتمييز شكلها وخصائصها، لكن هذا لا يفي إمكانية الفحص المباشر دون تلوين.

1- الفحص المباشر (بدون تلوين)

نضع قطرة صغيرة من المستحلب الجرثومي (إما عينة مرضية أو جراثيم مزروعة مع قطرة من الماء) في وسط شريحة زجاجية slide، ثم يوضع فوقها ساترة coverslip وتفحص بالعدسة ذات التكبير 40 على أن تكون المكثفة في وضع منخفض. الغاية من هذا الفحص السريع هو رؤية الجراثيم وعددها وخاصة المتحركة منها ونوع حركتها (حركة براونية أي حركة في المكان، أو حركة حقيقية سريعة تجتاز فيها الخلية الجرثومية الساحة المجهرية) ولكن من الصعب تشكيل فكرة كاملة عن أشكال الجراثيم morphology.

2- الفحص بعد التلوين

الهدف من فحص الجراثيم بعد تلوينها هو تسهيل رؤيتها ودراسة الصفات الخلوية الخارجية وأشكالها (مكورة cocci، عصوية bacilli، طويلة، قصيرة) والتي لا يمكن تمييزها عادة بالفحص العبيط. أو لرؤية الأهداب أو المحفظة أو الابواغ، ورؤية الجراثيم بتوضعها الطبيعي داخل العينة المرضية ومعرفة التنوع الجرثومي ونسبة كل نوع من الأنواع الموجودة.

يمكن تقسيم طرق التلوين إلى التلوين البسيط والتلوين التفريقي. في التلوين البسيط simple staining نستخدم ملوناً واحداً وتظهر كل أنواع الجراثيم الموجودة في العينة بلون واحد. أما في التلوين التفريقي differential staining نستخدم أكثر من ملون ونستطيع تمييز نوع الجراثيم الموجودة حسب اللون الذي تأخذه.

التلوين البسيط simple stain

يستخدم ملون واحد لتلوين الخلايا الجرثومي (يكون ذو شحنة موجبة ليرتبط مع الخلية الجرثومية ذات الشحنة السالبة) مثل: الفوكسين fuchsin، بنفسجية الجانسيان crystal violet وزرقة الميتيلين. الهدف من التلوين البسيط رؤية الخلايا الجرثومية بوضوح تحت المجهر، ودراسة شكل، حجم وتوضع الجراثيم.

التلوين السلبي negative stain

يستخدم الحبر الهندي India ink (الحامضي وسليبي الشحنة لا يخترق الخلية الجرثومية سلبية الشحنة) لظهار الجراثيم التي يصعب تلوينها بالطرق الأخرى كاللوبيات. هنا لا نقوم بتثبيت وقتل الجراثيم فتحافظ على شكلها وحجمها الطبيعي. نرى الجراثيم شفافة على الخلفية الملونة بالحبر الهندي.

تقنيات التلوين التفريقي:

1. تلوين غرام Gram stain

يستخدم للتفريق بين الجراثيم حسب تركيب الجدار الخلوي، ويظهر لدينا جراثيم إيجابية الغرام باللون البنفسجي وجراثيم سلبية الغرام باللون الأحمر.

2. التلوين المقاوم للحمض Acid-fast stain

ويدعى أيضاً بتلوين زيل نيلسون Ziehl Neelsen يستخدم لتمييز المتفطرات Mycobacteria أو الجراثيم المقاومة للحمض acid-fast bacteria (المتفطرة السلية Mycobacterium tuberculosis، المتفطرة الجذامية Mycobacterium lepra). هذه الجراثيم تملك جدار خلوي شمعي كاره للماء، تتلون بصعوبة بالفوكسين حيث يجب تطبيق الحرارة العالية مع الفينول. لكن المعقد المتشكل عندها لا يمكن إزالته بالحموض. تظهر الجراثيم كعصيات حمراء على خلفية زرقاء.

3. تلوين الأبواغ Endospore stain

الأبواغ هي بنى مقاومة تنتجها الخلية الجرثومية لتتمكن من النجاة في الظروف القاسية. عندما تتحسن الظروف المحيطة ينتش البوغ ليعطي خلية جرثومية من جديد بشكلها الاعاشي.

بهذا التلوين نميز الجراثيم المتبوعة (مثل الجمرة الخبيثة Bacillus anthracis والمطثيات Clostridium) عن غير المتبوعة، حيث تظهر الابواغ بلون أخضر مزرق والمكونات الأخرى للخلية بلون زهري إلى أحمر.

4. تلوين السياط Flagella stain

السياط هي أعضاء الحركة. لا يمكن رؤيتها بالمجهر الضوئي لأنها رقيقة جداً، لذا يستخدم حمض العفص tannic acid لتسميكتها ثم يضاف ملون fuchsin لتظهر بلون أحمر.

5. تلوين المحفظة Capsule stain

بعض الجراثيم تملك بنية خارجية جيلاتينية تدعى المحفظة، مهمتها الحماية. من الصعب تلوين المحفظة بالطرق السابقة لأنها قد تذوب وتنفصل خلال مراحل الغسل. نستخدم طريقة تلوين انتوني Anthony capsule stain حيث نطبق بنفسجية الجانسيان فتتلون الخلية والمحفظة، ثم يطبق كبريتات النحاس الذي يزيل الملون عن المحفظة لتظهر كحالة فاتحة حول الخلية الجرثومية.


أمثلة عن الجراثيم ذات المحفظة: Bacillus anthracis, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis

تحضير اللطاخة smear preparation

قبل إجراء التلوين وبغض النظر عن طريقة التلوين، يجب تحضير اللطاخة عبر المراحل التالية:

1. الفرش spreading: نأخذ جزء من العينة أو من المستعمرة ونمزجها بقطرة ماء مقطر أو مصل فيزيولوجي على صفيحة زجاجية ونفرشها بشكل دائري بواسطة عروة البلاتين.
2. التجفيف drying: للتخلص من ماء اللطاخة، ويتم ذلك إما بتركها في الهواء أو بوضعها على مصدر حراري ضعيف.
3. التثبيت fixation: يهدف إلى تثخير المواد البروتينية والمخاطية الموجودة في اللطاخة وقتل الجراثيم مع الحفاظ على شكلها. بالتالي تلتصق اللطاخة على الصفيحة ولا تزول أثناء الغسل والتلوين. يتم التثبيت بإمرار اللطاخة عبر اللهب ثلاث مرات بسرعة معتدلة، الحرارة الزائدة قد تسبب تمزق الجدار الخلوي. بعد أن يبرد المحضر يمكن تطبيق طريقة التلوين المطلوبة.

القسم العملي:



تحضير لطاخات جرثومية من مزارع جاهزة وتلوينها بتقنية التلوين البسيط.

طريقة العمل:

أولاً: تحضير الشريحة:

1. عقم عروة الزرع بامرارها على لهب بنسن حتى الاحمرار، ثم دعها تبرد.
2. املا العروة من المرق إذا كان المزروع الجرثومي في المرق، وإذا كان المستنبت على الآغار فخذ مسحة من مستعمرة واحدة.
3. انقل العروة المليئة بالمرق إلى شريحة زجاجية وقم بتوزيعها بشكل دائرة. وإذا كان المستخدم مستعمرة الآغار امزجها مع قطرة من الماء على شريحة زجاجية. حضر مزيجاً يكون خفيف اللون، لا تقم بتحضير معلق سميك.
4. عقم العروة.
5. جفف اللطاخة بالهواء، يجب أن تتمكن من رؤية فلم رقيق أبيض على كل شريحة.
6. ثبت اللطاخة بالحرارة من خلال تمريرها بسرعة معتدلة عبر اللهب 3 مرات. ليصبح المحضر جاهزاً للتلوين.

ثانياً: التلوين البسيط:


1. ضع الشريحة على حوض التلوين.
2. اغمر الشريحة بزرق الميثيلين او بنفسجية الجانسيان او الفوكسين لمدة دقيقة.
3. اغسل بالماء.
4. أزل الماء، وجفف الفائض بلطف بورق نشاف دون فرك، ثم دع الشريحة تجف في الهواء بشكل كامل.
5. ضع قطرة من زيت الأرز وافحص الشريحة تحت العدسة الغاطسة oil immersion lens مع مراعاة فتح الحظار diaphragm ورفع المكثفة condenser لتمرير أكبر قدر من الإضاءة. لاحظ أشكال وألوان الجراثيم.

الجلسة 4: تلوين غرام Gram Stain

اكتشف الدنماركي Hans Christian Gram عام 1884 طريقة لتلوين الجراثيم بصبغات aniline حيث يستعمل صبغتين بلونين مختلفين على التوالي، وسميت الطريقة باسمه. وجد غرام أن الجراثيم تنقسم لمجموعتين، الأولى تأخذ لون الصباغ الأول (بنفسجية الجانسيان) وتدعى إيجابيات الغرام G+، والمجموعة الثانية تفقد الصباغ الأول عندما تغسل بالمحلول المزيل للون وتأخذ لون الصباغ الثاني السافرانين أو كاربول فوكسين وتدعى سلبيات الغرام-G.


مبدأ تلوين غرام:

إن تلوين الجراثيم إما باللون البنفسجي أو اللون الأحمر عائد إلى تركيب الجدار الخلوي، وهو البنية التي تحيط بالغشاء السيتوبلازمي للخلية الجرثومية. عند إيجابيات الغرام يتألف الجدار من طبقة سميكة من الببتيدوغليكان Peptidoglycan المكون من شبكة من السكريات المترابطة بببتيدات قصيرة، أما عند سلبيات الغرام يتألف الجدار من طبقة رقيقة من الببتيدوغليكان فوقها غشاء خارجي outer membrane الحاوي على الشحميات السكرية lipopolysaccharide المؤلفة من المستضد O والليبيد A وجزئيات السكريات المتعددة.



مراحل تلوين غرام:

1. يطبق الملون الرئيسي بنفسجية الجانسيان، الذي يلون جميع الجراثيم باللون البنفسجي.
2. يضاف مثبت اللون محلول لوغول (اليود اليودي)، يشكل اليود معقداً كبير الحجم مع بنفسجية الجانسيان، هذا المعقد يحتجز ضمن الجدار الخلوي ذو طبقات الببتيدوغليكان.
3. يطبق مزيل اللون الايتانول، الذي يحل الشحوم ويخترق الجدار الخلوي الرقيق للجراثيم سلبية الغرام، ويفك المعقد لتعود الخلية الجرثومية عديمة اللون.
4. يطبق الملون الثانوي الفوكسين، ليلون الجراثيم سلبية الغرام باللون الأحمر. بينما عند الجراثيم إيجابية الغرام فإن مزيل اللون لا يستطيع النفوذ ولا يفك المعقد وبالتالي تبقى الجراثيم ذات لون بنفسجي.



القسم العملي:

تحضير لطاخات جرثومية من مزارع جاهزة، وتلوينها بتقنية غرام.

طريقة العمل:

أولاً: تحضير الشريحة:

7. عقم عروة الزرع بامرارها على لهب بنسن حتى الاحمرار، ثم دعها تبرد.
8. املأ العروة من المرق إذا كان المزروع الجرثومي في المرق، وإذا كان المستنبت على الآغار فخذ مسحة من مستعمرة واحدة.
9. انقل العروة المليئة بالمرق إلى شريحة زجاجية وقم بتوزيعها بشكل دائرة. وإذا كان المستخدم مستعمرة الآغار امزجها مع قطرة من الماء على شريحة زجاجية. حضر مزيجاً يكون خفيف اللون، لا تقم بتحضير معلق سميك.
10. عقم العروة.

11. جفف اللطاخة بالهواء، يجب أن تتمكن من رؤية فلم رقيق أبيض على كل شريحة، إذا لم تتمكن من رؤيته أضف ملء عروة أخرى من الماء وجراثيم أكثر كما في الخطوة السابقة.
 12. ثبت اللطاخة بالحرارة من خلال تمريرها بسرعة معتدلة عبر اللهب 3 مرات. ليصبح المحضر جاهزاً للتلوين.
- ثانياً: تلوين غرام:

1. ضع الشريحة على حوض التلوين.
 2. اغمر الشريحة ببنفسجية الجانسيان لمدة دقيقة.
 3. اغسل بالماء.
 4. اغمر الشريحة بمثبت اللون اليود لمدة دقيقة واحدة.
 5. اغسل بالماء.
 6. أزل اللون باستخدام الكحول 95% الجاري على الشريحة المحمولة بشكل مائل لمدة 10 إلى 20 ثانية.
- تعتبر هذه الخطوة هي الخطوة الحاسمة والتي يجب أن تكون حذراً فيها حتى لا يُزال اللون أكثر من اللازم، حيث يمكن للعديد من الجراثيم إيجابية الغرام أن تفقد لونها البنفسجي وتبدو كأنها جراثيم سلبية الغرام. يتم اختيار مزيل اللون المستعمل اعتماداً على السرعة المطلوبة لإنجاز خطوة إزالة اللون حيث يعد الكحول الإيثيلي 95% أبطأ مزيلات اللون، نستعمله في هذا التمرين للسماح للطالب باكتساب الخبرة بإزالة اللون. الأسيتون أسرع مزيل للون، بينما المزيج المتساوي من الكحول الإيثيلي 95% والأسيتون يعمل بسرعة متوسطة.
7. اغسل بالماء. (خطوة ضرورية لايقاف تأثير الكحول)
 8. طبق ملون السافرانين لمدة دقيقة واحدة.
 9. اغسل بالماء
 10. أزل الماء، وجفف الفائض بلطف بورق نشاف دون فرك، ثم دع الشريحة تجف في الهواء بشكل كامل.
 11. ضع قطرة من زيت الأرز وافحص الشريحة تحت العدسة الغاطسة oil immersion lens مع مراعاة فتح الحظار diaphragm ورفع المكثفة condenser لتمرير أكبر قدر من الإضاءة. لاحظ أشكال وألوان الجراثيم في العينة.

أخطاء التلوين:


سليبي غرام كاذب:

- عندما تطيل فترة مزيل اللون تبدو الجراثيم إيجابية الغرام باللون الزهري.
- أو عندما نقصر فترة بنفسجية الجانسيان.
- أو إذا كانت المستعمرة قديمة بسبب تخرب جدارها الخلوي.

إيجابي غرام كاذب:

- عندما تطيل فترة بنفسجية الجانسيان تبدو الجراثيم سلبية الغرام باللون البنفسجي.
- أو عندما نقصر من فترة مزيل اللون.


مثال للجراثيم إيجابية الغرام:



- مكورات إيجابية الغرام (المكورات العقدية، العقديات الرئوية، المكورات العنقودية)
- عصيات إيجابية الغرام (عصيات الجمرة الخبيثة، عصيات الكزاز، عصيات الدفتريا)

مثال للجراثيم سلبية الغرام:

- المكورات سلبية الغرام (النايسيريا البنية، الناييسيريا السحائية)
- العصيات سلبية الغرام (ضمات الكوليرا، الزوائف الزنجارية، عائلة الإمعائيات كالأيشريكية الكولونية الشيغلا البروسيلا الكليسيلا الأنتيروباكترا)



الجلسة 5: الأوساط الزرعية Culture media

الأوساط الزرعية Culture media:

هناك آلاف الأنواع من الجراثيم التي تعيش في بيئات مختلفة وتتطلب شروطاً بيئية مختلفة ومتنوعة. بعض أنواع الجراثيم تعيش بسهولة في وسط ملحي بسيط وتستطيع أن تتركب كل ما تحتاجه من المركبات العضوية الموجودة في مثل هذا الوسط البسيط، ومن جهة أخرى هناك أنواع من الجراثيم صعبة النمو fastidious ولا تنمو إلا إذا توفرت أنواع معينة من المركبات العضوية المعقدة. في الوقت الحالي توجد معرفة جيدة لكل نوع من الجراثيم حول المواد والشروط التي يحتاجها من أجل نموه، ووفقاً لذلك هناك أنماط مختلفة من الأوساط الزرعية.

بشكل عام تحتاج الجراثيم لتنمو إلى ماء، مصدر للكربون، مصدر للأزوت، مصدر للفوسفور، فيتامينات، عوامل نمو، بعض المعادن، وقاء.

أنواع الأوساط الزرعية حسب القوام:

(1) الأوساط الصلبة Solid media:

تحتوي هذه الأوساط على مادة الآغار Agar 2% التي تجعل الوسط صلباً. تنمو الجراثيم على هذه الأوساط بشكل تجمعات تدعى المستعمرات Colonies التي يمكن دراسة خصائصها، ويمكن أيضاً عزل واستفراد الجراثيم فيها. قد تصب في أطباق بتري أو أنابيب.

(2) أوساط نصف صلبة Semisolid media:

تحتوي هذه الأوساط نصف التركيز السابق من الآغار 1% مما يجعل الوسط هلامي القوام. تستخدم في دراسة حركة الجراثيم، أو كأوساط لنقل العينات (وسط ثيوغليكولات)، أو لزراعة الجراثيم المحبة للتركيز القليلة من الأوكسجين microaerophilic bacteria. وتصب في أنابيب.

(3) الأوساط السائلة Liquid media (المرق Broth):

لا تحوي هذه الأوساط على الآغار مما يجعلها سائلة. يؤدي نمو الجراثيم على هذه الأوساط إلى تعكر الوسط، وعادةً يزداد العكر بازدياد النمو الجرثومي. تستخدم هذه الأوساط في العديد من الاختبارات الكيميائية للجراثيم كاختبار تخمير السكاكر. وتصب في أنابيب.

أنواع الأوساط الزرعية حسب الوظيفة:

1. الأوساط البسيطة أو العامة General purpose media/ Basic media


تحتوي على الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية للجراثيم، ويتضمن ذلك أغلب ما تحتاجه الجراثيم من المركبات العضوية واللاعضوية من أجل نموها، وهي تستخدم عندما تكون العينة غير معروفة من حيث الأنواع الجرثومية الموجودة فيها. مثال:

- الأغار المغذي Nutrient agar
- المرق المغذي Nutrient broth
- وسط مولر هنتون وهو وسط عام ومغذي يستخدم لإجراء اختبار التحسس للصادات الحيوية Muller- Hinton Agar

2. الأوساط الغنية Enriched medium

غنية بمتطلبات نمو الجراثيم كعوامل النمو والفيتامينات، بالتالي تسمح بنمو طيف واسع من الجراثيم. منها:

- **الأغار المدمى Blood agar:** آغار مغذي مضاف له الدم (دم حصان أو خروف) بنسبة 5-10% بدرجة حرارة 55م فلا تتخرب الكريات الحمر. يستخدم كوسط منمي عام وله فائدة في التفريق بين الجراثيم حسب قدرتها على حل الكريات الحمراء، حيث يوجد ثلاث أنماط لحل الدم:
 β حل كامل، α حل جزئي، γ لا انحلال.
 في حل الدم الجزئي ألفا نرى هالة خضراء رمادية حول المستعمرات نتيجة استقلاب الهيموغلوبين الى ميثيموغلوبين، مثال العقديات الرئوية. في حل الدم الكامل بيتا نرى هالة شفافة، مثال العقديات المقيحة.



Beta Hemolysis


Alpha Hemolysis

Gamma Hemolysis

- **آغار الشوكولاتي Chocolate agar:** آغار مدمى تم تسخينه إلى درجة حرارة 80 درجة مئوية، مما يسبب انحلال الكريات الحمر وتواجد العاملين الخامس X والعامل العاشر V فيه. ينمي معظم الجراثيم بالإضافة إلى بعض الجراثيم المتطلبة كالمستدميات النزلية والنييسريات.


3. الأوساط الانتقائية Selective media:

تسمح بنمو بعض الجراثيم وتثبط نمو بعضها الآخر، لاحتوائها على عوامل مثبطة لنمو بعض الأنواع الجرثومية مثل جراثيم الفلورا التي قد تلوث العينات المرضية.



■ وسط شابمان (Mannitol Salt Agar (MSA): وسط انتقائي للعنقوديات، حيث يحوي تركيز عالي 10% من كلور الصوديوم NaCl مما يثبط نمو كل الجراثيم ماعدا العنقوديات. وهو أيضاً وسط تفريقي للمكورات العنقودية المذهبة *Staphylococcus aureus* حيث يحتوي على المانيتول، العنقوديات المذهبة تخمر المانيتول وتحول لون الوسط من الأحمر إلى الأصفر، أما مع باقي العنقوديات يبقى الوسط بلون أحمر.

■ وسط أيوزين زرق الميثيلين (Eosin methylene blue (EMB): ينمي فقط العصيات سلبية الغرام خاصة الامعائيات Enterobacteriaceae. يحوي سكر اللاكتوز وملونين هما الأيوزين وزرق الميثيلين، اللذان يثبطا نمو الجراثيم إيجابية الغرام، ويسمحا بالتفريق بين العصيات المخمرة للاكتوز وغير المخمرة للاكتوز. الجراثيم المخمرة للاكتوز تعطي مستعمرات بلمعة خضراء معدنية مثل *E. coli* أو مستعمرات مخاطية زهرية اللون مثل *Klebsiella* الجراثيم غير المخمرة للاكتوز تعطي مستعمرات عديمة اللون مثل الزوائف أو العصيات الزرق *Pseudomonas*.



■ وسط ماكونكي MacConkey's Agar: يحوي أملاح الصفراء Bile salts وبنفسجية الجانسيان التي تثبط نمو الجراثيم إيجابية الغرام وتسمح بنمو سلبيات الغرام. كما يحوي سكر اللاكتوز، مستعمرات الجراثيم المخمرة للاكتوز تتلون بالأحمر أو الزهري أما غير المخمرة للاكتوز فتكون عديمة اللون.



- وسط ثاير مارتن **Thayer Martin Agar**: اِغار شوكولاتي مضاف إليه مجموعة من الصادات (فانكوميسين، كوليسيتين، تريميتوبريم، نيسستاتين) يسمح باستنبات الناييسيريا البنية *Neisseria gonorrhoea* من بين عناصر الفلورا الكولونية والمهبلية.
- وسط **Salmonella-Shigella (SS) Agar**: يستخدم لتفريق السالمونيلا والشيغلا. يحتوي على أملاح صفراوية والأخضر اللماح وسترات الصوديوم التي تثبط نمو الجراثيم إيجابية الغرام وتُصعب نمو الجراثيم سلبية الغرام بإستثناء الشيغلا والسالمونيلا، كما يحتوي اللاكتوز والتيوسلفات. الجراثيم إيجابية اللاكتوز تعطي مستعمرات حمراء وتسبب احمرار الوسط مثل *E. coli* و *E. coli*. الجراثيم سلبية اللاكتوز تعطي مستعمرات غير ملونة مثل السالمونيلا والشيغلا. الجراثيم المنتجة لكبريت الهيدروجين H_2S تعطي مستعمرات ذات مركز أسود مثل السالمونيلا.



Escherichia coli

Salmonella

Shigella

4. الأوساط التفرقية **Differential media**:

أوساط تسمح لأكثر من نوع جرثومي بالنمو لكنها تمكننا من التفریق بين الجراثيم النامية وفق خواصها الكيميائية، من خلال إضافة بعض المواد التي تستعملها الجراثيم أو تتفاعل معها مما يسبب تغيرات في الوسط تؤدي للتعرف على النوع الجرثومي النامي.

- الأغار المدمى **Blood agar**
- وسط شابمان **Mannitol Salt Agar (MSA)**
- وسط ماكونكي **Mac-Conkey** ووسط **EMB** يحتويان على سكر اللاكتوز ومشعر لوني، يؤدي نمو الجراثيم المخمرة للاكتوز عليهما إلى تلون المستعمرات بلون وردي.
- وسط كليغلر **Kligler agar**: وسط صلب يصب في أنابيب الاختبار ونصفه الأعلى مائل. نختبر به عدة صفات كيميائية للجراثيم: تخمير الغلوكوز، تخمير اللاكتوز، إنتاج غاز CO_2 إنتاج H_2S

5. الأوساط الناقلة **Transport media**:

تستخدم لنقل العينات الحيوية لمنع جفاف العينة والحفاظ على عدد الجراثيم العينة، وتثبيط نمو الجراثيم المتعايشة. مثل وسط ستوارت **Stuart's** وسط نصف صلب.

6. الأوساط اللاهوائية Anaerobic media

لزرع الجراثيم اللاهوائية التي تحتاج وسط خالي من الأوكسجين لتنمو. تحوي مركبات لابقاء الوسط بحالة مرجعة، كما تحوي تيوجلوكولات الصوديوم التي ترتبط مع الأوكسجين المنحل داخل الوسط.

7. أوساط خاصة Special media :

تستخدم لزرع بعض الأنواع الجرثومية ذات المتطلبات الخاصة لنموها fastidious. مثل وسط لوفنشتاين جنسن Lowenstein Jensen لزرع المتفطرات السلية M.tuberculosis.

تحضير الأوساط الزراعية:

يمكن تحضير المزارع الجرثومية باتباع الخطوات التالية:

1. وزن مسحوق الوسط الجاف حسب التعليمات المطبوعة على علبة الوسط.
2. حل الوسط الجاف في حجم الماء المقطر المحدد في التعليمات، وغالباً ما يكون لتر وتتم الاذابة بالتحريك أو قد يحتاج الى التسخين.
3. توزيع المحلول في أنابيب اختبار وتغطيتها، إذا كان الوسط سائلاً وابقاؤه في قارورة التحضير للأوساط الصلبة.
4. وضع الانابيب او القارورة في الأوتوكلاف لمدة 15 دقيقة تحت ضغط 15 باوند/انش، ودرجة الحرارة 121° م للتعقيم.
5. إخراجها من الجهاز والانتظار حتى تبرد إلى الدرجة 50 – 40 (درجة الحرارة التي تتحملها اليد).
6. صب الوسط الصلب في أطباق بيري في جو خال من تيار هوائي على طاولة نظيفة مطهرة ومحاطة بلهب مشتعل.
7. بعد أن يتصلب الوسط تحفظ الأطباق في البراد.
8. إذا كان الوسط سائلاً فلا داعي للصب وتخرج الانابيب من جهاز التعقيم، وينتظر حتى تبرد ثم تحفظ في البراد لحين الاستخدام.

الجلسة 6: تقنيات الزرع الجرثومي Bacterial Culture Techniques

الزرع على الأوساط السائلة Inoculating a broth culture

يمكننا الزرع على الأوساط السائلة من تكثير عدد الجراثيم لأجراء الاختبارات عليها لكنه لا يسمح بعزل مستعمرات محددة من خليط جرثومي. تكون الجراثيم مأخوذة إما من وسط صلب أو وسط سائل آخر. خطوات الزرع من وسط سائل إلى وسط سائل:

1. أمسك باليد اليسرى أنبوبين، الأول حاوي على المعلق الجرثومي والثاني يحوي المرق المغذي العقيم الذي تريد زراعة الجراثيم فيه.
2. أمسك عروة الزرع باليد اليمنى وعقمها باللهب.
3. رج الأنبوب الأول وانزع غطاؤه باليد التي تحمل العروة وعقم فوهته باللهب.
4. ادخل عروة الزرع في الأنبوب الأول وخذ من المعلق الجرثومي.
5. لهب فوهة الأنبوب الأول وأعد الغطاء.
6. انزع غطاء الأنبوب الثاني باليد التي تحمل العروة وعقم فوهته باللهب.
7. ادخل عروة الزرع في الأنبوب الثاني وحركها لنشر الجراثيم فيه.
8. لهب فوهة الأنبوب الثاني وأعد الغطاء. عقم العروة.
9. ضع الأنبوب الثاني في الحاضنة في الدرجة 37 مئوية لمدة 18-24 ساعة.

أما لأخذ العينة من وسط صلب يتم لمس عروة الزرع المعقمة لسطح المستعمرة الجرثومية، وتستحلب في أنبوب الزرع السائل، مع مراعاة تلهيب فوهة الأنبوب قبل وبعد ادخال عروة. كما في الخطوات الموضحة في الشكل المجاور.


الزرع على الأوساط الصلبة inoculating a solid media

تهدف عملية الزرع على الأوساط الصلبة إلى عزل مستعمرات جرثومية نقية لدراساتها وتحديد هويتها. وهناك عدة طرق لأجراء ذلك، الزرع بالتخطيط، بالفرش، وبالصب. توضع أطباق البتري الزرعية داخل الحاضنة بوضعية مقلوبة منعاً لتساقط بخار الماء المتكاثف على الوسط وتخريب المستعمرات.

1. الزرع بالتخطيط Streak plate method

التخطيط البسيط: يتم فرش العينة بالعروة على شكل زك زك بسيط.

التخطيط المتعامد: وهو الأهم والأكثر استخداماً، يسمح التخطيط المتعامد بالحصول



Sterilize loop end until red hot. Cool completely before proceeding.



Remove stopper from sample tube as shown.




Briefly heat tube rim before inserting loop.



Dip loop into sample culture, heat rim again after removing loop, and replace stopper.

على مستعمرات جرثومية نقية ومستفردة لإجراء الاختبارات الكيميائية الحيوية واختبار التحسس للصادات عليها لاحقاً.

- 1- تعقم عروة الزرع باللهب وتترك عدة ثوان لتبرد.
- 2- تؤخذ أحيضة من المعلق الجرثومي أو من سطح مستعمرة وتفرش قليلاً على طرف طبق الزرع.
- 3- توزع بواسطة العروة بشكل خطوط أفقية لتشمل حوالي ثلث الطبق (افرش بلطف، حاول ألا تخدش سطح الأغار)
- 4- تعقم العروة باللهب ويدار الطبق 90 درجة ويتم مسح خطوط متعامدة مع الخطوط السابقة.
- 5- تعقم العروة ويدار الطبق ويتم مسح خطوط متعامدة مع الخطوط السابقة مرة ثانية بهدف تقليل التعداد الجرثومي في كل مرحلة.
- 6- تعقم العروة ويتم مسح خط zigzag إلى وسط الطبق. تعقم العروة.
- 7- يحضن الطبق في الحاضنة بالدرجة 37 مئوية لمدة 18-24 ساعة بوضعية مقلوبة. يجب أن تكون المستعمرات متشابهة، إذا وجد عدة أنواع من المستعمرات يجب زرع كل نوع بالتخطيط على طبق جديد.



2. الزرع بالفرش Spread plate method

تستخدم عند زرع عينة سائلة لعد أو عزل الجراثيم فيها، أو لإجراء اختبار التحسس على الصادات. حيث تكون النتيجة النهائية عبارة عن مستعمرات مفردة متوزعة بشكل متجانس على سطح الأغار.

عند إجراء اختبار التحسس للصادات يمكن الفرش بالمسحة القطنية بخطوط أفقية ثم عمودية على كامل سطح الأغار. أما للعد والعزل تتبع الخطوات التالية:

1. يتم تجهيز سلسلة عيارية للعينة الأولية، مؤلفة من 6 تمديدات على الأقل. كل أنبوب من السلسلة يحوي 9 مل ماء مقطر يضاف لكل منها 1 مل من التمديد السابق. الهدف من إجراء التمديد تقليل التعداد الجرثومي بما يسمح بالحصول على مستعمرات مفردة بعد الزرع.
2. خذ بالمكروبييت 0.1 مل من التمديد المراد زرعه وضعه على طبق الأغار الصلب.
3. اغمس الفارشة الزجاجية glass spreader في الكحول ولهبها.
4. افرش العينة بتساوٍ على سطح الأغار بواسطة الفارشة الزجاجية.
5. احضن الطبق في الحاضنة بالدرجة 37 مئوية لمدة 18-24 ساعة بوضعية مقلوبة.

3. الزرع بالصب Pour plate method


تستخدم لعد الجراثيم في عينة سائلة (ماء، أغذية، أدوية)، تكون النتيجة النهائية عبارة عن مستعمرات مفردة متوزعة بشكل متجانس على سطح الأغار وضمنه.

1. يتم تجهيز سلسلة عيارية للعينة الأولية كما في الطريقة السابقة، سوف نزرع عدة تمديدات.
2. يوضع 1 مل من العينة الممددة في طبق بتري عقيم فارغ.
3. يصب فوق العينة 15 مل من الأغار المميع بدرجة حرارة 45-50 مئوية.
4. يتم المزج بحركة دائرية هادئة.
5. ننتظر 10 دقائق حتى يتصلب الاغار، ثم نضعه في الحاضنة لمدة 24 ساعة.
6. يمكن حساب عدد الجراثيم وفق المعادلة التالية:

$$\text{CFU/mL} = \text{CFU} * 1/\text{dilution factor}$$

مثلاً كان عدد المستعمرات في الطبق المزروع من أنبوب التمديد 10^{-2} هو 32، فإن التعداد في 1 مل من العينة الأساسية هو:

$$32 * 1/10^{-2} = 3200 \text{ CFU/ ml}$$




Copyright © 2007 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

دراسة صفات المزرعة للجراثيم Bacterial Cultural Characteristics

يتظاهر النمو الجرثومي على الوسط الصلب بشكل مستعمرات. وهي مجموعة الكائنات الدقيقة التي تشكلت من خلية أم واحدة. يمكن التعرف على الجراثيم من خلال دراسة الصفات الشكلية للمستعمرات (الشكل، الحجم، اللون، التقرب، شكل الحواف، القوام).

شكل المستعمرة	Colony form	نقطية، دائرية، خيطية، جذرية، غير منتظمة، مغزلية
ارتفاع المستعمرة	Colony elevation	مسطحة، مرتفعة، محدبة، مرتفعة المركز
شكل حافة المستعمرة	Colony margin	كاملة، مموجة، مفصصة، مسننة، مجعدة
سطح المستعمرة	Colony texture	ناعم، خشن
الصفات الضوئية للمستعمرة	Colony optics	معتمة، شبه شفافة، شفافة
حجم المستعمرة	Colony size	
لون المستعمرة	Pigmentation	
الرائحة	Odor	عفنة، عطرية، بدون رائحة
قوام المستعمرة	Colony consistency	غشائي، لزج مخاطي، زبدى، هش
التأثير في الدم	Hemolytic activity	Gamma -Alpha –Beta



الجلسة 7: الاختبارات الكيميائية الحيوية للجراثيم (1) Biochemical tests


بعد الحصول على الجرثوم بشكل نقي يجب التعرف عليه وتحديد هويته من خلال الخواص الكيميائية الحيوية التي تميزه عن غيره من الجراثيم. تعد الاختبارات الكيميائية الحيوية مهمة لتنميط الجراثيم أي معرفة النوع والسلالة. يوجد دائماً تسلسل معين لتنميط الجراثيم انطلاقاً من أوساط الزرع العامة أو الانتقائية أو التفرقية أو الخاصة. أوساط الزرع لها دور مساعد جيد في تنميط العديد من الجراثيم إما بشكل كامل أو جزئي، يتم إكمال سلسلة التنميط بإجراء اختبارات مكملية كيميائية حيوية اعتماداً على قدرة الجراثيم على استقلاب بعض المواد الكيميائية.

1- اختبار الكاتالاز Catalase test

يستخدم هذا الاختبار لكشف قدرة الجراثيم على إنتاج أنزيم الكاتالاز، الذي يتواسط تفاعل تحويل الماء الأوكسجيني إلى غاز الأوكسجين O_2 والماء. الجراثيم المنتجة للكاتالاز تكون هوائية.

طريقة العمل:

1. نضع بضع قطرات من الماء الأوكسجيني 3% على صفيحة زجاجية.
 2. نفرش بضع مستعمرات جرثومية بواسطة العروة البلاستيكية أو عود خشبي.
 3. إذا ظهرت فقاعات فوراً فهذا دليل على تحرر الأوكسجين والاختبار إيجابي، إذا لم تظهر فقاعات أو كانت خفيفة جداً يكون الاختبار سلبياً.
- ✓ يمكن إجراء الاختبار في أنبوب حيث نضع قطرات الماء الأوكسجيني ونمزج معها الجراثيم ونراقب تشكل الفقاعات.
- ✓ يميز هذا الاختبار بين العنقوديات (إيجابية الكاتالاز) والعقديات (سلبية الكاتالاز).



2- اختبار المخثرات Coagulase


يستخدم هذا الاختبار لكشف قدرة الجراثيم على إنتاج أنزيم المخثرات Coagulase، الذي يحول الفيبرينوجين في البلازما إلى خيوط الفيبرين فتتخثر البلازما.

يفرق هذا الاختبار العنقوديات المذهبة *Staphylococcus aureus* (إيجابية المخثرات) عن باقي العنقوديات. وهناك طريقتان لاجراء الاختبار:

■ الاختبار على الشريحة الزجاجية Slide:

1. نستحلب على الشريحة قطرة ماء مع مستعمرات جرثومية.
 2. ندخل عروة الزرع المعقمة في البلازما، ثم نمزجها مع المستحلب الجرثومي على الشريحة.
 3. نحرك الشريحة يمناً ويسرة مع مراقبة حصول ارتصاص Agglutination إذا كان الاختبار إيجابياً يحصل الارتصاص خلال 10 ثوان.
- ### ■ الاختبار في الأنبوب tube:

1. نضع 1 مل بلازما ممددة في أنبوب ونستحلب معها بعض المستعمرات الجرثومية.
2. نضع الأنبوب في الحاضنة بالدرجة 35 مئوية لمدة 4 ساعات.
3. نفحص الأنبوب كل ساعة بإمالة 90 درجة لكشف تشكل الخثرة (تحول جزء من البلازما إلى جيل متماسك).




3- اختبار الأوكسيداز Oxidase test

يستخدم لكشف قدرة الجراثيم على إنتاج أنزيم السيتوكروم أوكسيداز، حيث يؤكسد هذا الأنزيم كاشف خاص به هو رباعي ميثيل فينيلين ثنائي الأمين (tetramethyl-p-phenylenediamine) عديم اللون إلى الاندوفينول ذو اللون البنفسجي. الجراثيم إيجابية الأوكسيداز تكون هوائية.

طريقة العمل:

- 1- يجرى الاختبار على ورق نشاف مشرب بالكاشف بتركيز 1%.
- 2- يرطب الورق بقطرة ماء مقطر.
- 3- تفرش المستعمرات على الورقة بواسطة العروة البلاستيكية او عود خشبي.
- 4- اذا ظهر لون أزرق بنفسجي مكان الفرش خلال 10 ثوان فالاختبار إيجابي، واذا لم يتغير لون الورقة فالاختبار سلبي.



✓ يستخدم الاختبار للتمييز بين الامعائيات Enterobacteriaceae (سلبية الأوكسيداز) والزوائف Pseudomonas والنايسيريا Neisseria (إيجابية الأوكسيداز).

4- اختبار كليغلر kligler test

يستخدم وسط كليغلر (Kligler's Iron Agar (KIA) لتشخيص بعض أفراد عائلة الامعائيات. وهو وسط صلب يصب في أنابيب الاختبار ونصفه الأعلى مائل. يحتوي على:

- مكونات بروتينية (خلاصة اللحم وخلاصة الخميرة والببتون) مما يجعل الوسط غنياً جداً يسمح بنمو أغلب الجراثيم.
 - سكر الغلوكوز وسكر اللاكتوز (تركيز اللاكتوز أكبر ب 10 مرات من الغلوكوز).
 - مشعر أحمر الفينول لدراسة تخمير الجراثيم للسكاكر حيث ينقلب اللون من الأحمر إلى الأصفر عند تخمير السكاكر.
 - سلفات الحديد كاشف لانطلاق غاز كبريت الهيدروجين H₂S.
- يتألف الوسط من جزئين، جزء سفلي يؤمن وسطاً لا هوائياً وجزء مائل يكون بتماس مع أوكسجين الهواء ويسمح بنمو الجراثيم الهوائية.

طريقة الزرع على وسط كليغلر:

1. نفتح غطاء الأنبوب ونلهب فوهته.
2. نخطط بالعروة zigzag على الجزء المائل.
3. نلهب الفوهة ونعيد الغطاء.
4. يوضع في الحاضنة 18-24 ساعة في الدرجة 35 مع مراعاة أن يكون غطاء الأنبوب غير محكم الاغلاق ليسمح بمرور الأوكسجين.

سوف تنمو الجراثيم على الوسط معطية أحد المظاهر التالية:

✓ Alkaline Slant/Alkaline Butt (K/K): لا تغير في لون الوسط بسبب عدم تخمير أي من السكاكر.



✓ **Alkaline Slant/Acid Butt (K/A)**: انقلاب لون الجزء السفلي فقط إلى الأصفر نتيجة تخمير الغلوكوز، في الواقع بداية يتغير لون كامل الوسط لكن بسبب الأكسدة الهوائية للبروتينات في الجزء العلوي المائل يعود هذا الجزء ويتقلون بسهولة لأن تركيز الغلوكوز قليل فيعود لونه للأحمر.


✓ **Acid Slant/Acid Butt (A/A)**: انقلاب لون كامل الوسط للأصفر بسبب تخمير اللاكتوز والغلوكوز.

✓ انتاج الغاز يتظاهر بتشكيل فراغ تحت الأغار أو في وسطه نتيجة انتاج غاز CO₂.

✓ انتاج كبريت الهيدروجين يتظاهر بلون أسود في الجزء السفلي، وفي هذه الحالة نعتبر أن الجراثيم مخمرة للغلوكوز alkaline slant/acid (black) butt.

أمثلة:

- الزوائف *Pseudomonas aeruginosa* لا تخمر الغلوكوز ولا اللاكتوز.
- *Shigella* تخمر الغلوكوز ولا تخمر اللاكتوز
- *Escherichia coli* و *Klebsiella-Enterobacter* تخمرا اللاكتوز والغلوكوز.
- *Salmonella* و *Proteus* تخمرا الغلوكوز وتطلق غاز كبريت الهيدروجين.



Kligler's iron agar (KIA) tubes with several reaction patterns

A: Acid/Acid, Gas; B: Acid/Acid, No gas; C: Alkaline/Acid; D: Alkaline /Acid, H₂S+; E: Alkaline/Alkaline

الجلسة 8: الاختبارات الكيميائية الحيوية للجراثيم (2) Biochemical tests


IMViC tests

مجموعة من أربع اختبارات تستخدم للتفريق بين أفراد عائلة الامعائيات enterobacteriaceae. هذه الاختبارات هي الاندول Indole أحمر الميثيل Methyl red، فوكس بروسكاور Voges-Proskauer، السترات Citrate.

1- اختبار الاندول Indole test


يستخدم لكشف قدرة الجراثيم على تفكيك الحمض الأميني تريبتوفان بواسطة أنزيم التربتوفيناز tryptophanase وتشكيل الاندول. يتم الكشف عن وجود الاندول باستعمال كاشف Kovac's الذي يشكل مع الاندول معقداً أحمرًا.

طريقة العمل:



1. ازرع كمية من الجراثيم المراد دراستها في أنبوب حاوي على مرق التربتوفان.
2. احضن في الدرجة 37 مئوية 18-24 ساعة.
3. أضف 0.5 مل من كاشف كوفاك إلى الأنبوب.
4. افحص الأنبوب، ظهور حلقة زهرية حمراء يدل على تشكل الاندول (نتيجة إيجابية)، عدم تغير لون الوسط (نتيجة سلبية).

❖ Klebs و Ecoli إيجابية الاندول. Proteus Vulgaris و iella oxytoca
❖ الكلبسيلا الرئوية Klebsiella pneumoniae و Proteus mirabilis سلبية الاندول.



2- اختبار أحمر الميثيل Methyl red test

الجراثيم التي تستطيع تخمير سكر الغلوكوز سوف تعطي إما مزيجاً من الحموض mixed acid أو الاستون Acetoin، وذلك حسب الأنزيمات التي تملكها. لذلك تم تطوير اختباري أحمر الميثيل وفوكس بروسكاور لكشف أي من السبيلين الاستقلابيين قد سلكته الجراثيم المدروسة.

اختبار أحمر الميثيل يختبر قدرة الجرثوم على إنتاج كمية كبيرة من الحموض (حمض الخل، حمض اللبن، حمض السوكسينيك) عند تخمير سكر الغلوكوز، ونكشف عن إيجابية التفاعل بتغير لون المشعر أحمر الميثيل الذي يتغير لونه من الأصفر إلى الأحمر في $PH < 5$ وتعتبر نقطة انقلاب لونه منخفضة جداً مقارنة بغيره من المشعرات المستخدمة في الاختبارات الجرثومية. يجرى الاختبار في مرق MR-VP broth الحاوي على سكر الغلوكوز.

طريقة العمل:


1. ازرع كمية من الجراثيم المعزولة في أنبوب حاوي على مرق MR-VP broth.
 2. احضن في الدرجة 35 مئوية لمدة 48 ساعة.
 3. أضف 5 قطرات من مشعر أحمر الميثيل إلى الأنبوب.
 4. افحص الأنبوب، تحول لون الوسط للأحمر خلال دقائق دليل على إنتاج كمية كبيرة من الحموض كافية لخفض PH إلى 4.4 وتغير لون الوسط (تفاعل إيجابي). عدم تغير لون الوسط (تفاعل سلبي).
- ❖ *Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Proteus* إيجابية أحمر الميثيل.
- ❖ *Klebsiella, Pseudomonas* سلبية أحمر الميثيل.

3- اختبار فوكس بروسكاور Voges-Proskauer test

يمكن كشف الجراثيم التي تخمر الغلوكوز وتحوله إلى الأسيتون، بإضافة هيدروكسيد البوتاسيوم وألfa نفثول ليتشكل معقد زهري محمر.

طريقة العمل:

1. ازرع كمية من الجراثيم المعزولة في أنبوب حاوي على مرق MR-VP broth.
2. احضن في الدرجة 35 مئوية لمدة 24 ساعة.
3. نأخذ 1 مل من المرق في أنبوب ثان ونضيف 0.6 مل ألفا نفثول ثم 0.2 مل هيدروكسيد البوتاسيوم.
4. خض الأنبوب برفق وراقب تشكل معقد أحمر اللون قرب السطح خلال 15 دقيقة، دليل على وجود الأسيتون في الوسط (التفاعل إيجابي).



- ❖ *Klebsiella* إيجابية فوكس بروسكاور.
- ❖ *Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Proteus, Pseudomonas* سلبية فوكس بروسكاور.


4- اختبار السترات Citrate test

السترات هو حمض عضوي تستطيع بعض الجراثيم استخدامه كمصدر وحيد للكربون

والطاقة، وتحوله إلى كربونات وثاني كربونات الصوديوم. (عادة تحصل الجراثيم على الكربون من تفكيك المركبات العضوية كالكسكار والدسم والحموض الأمينية). يستخدم وسط Simmon's Citrate Agar لكشف قدرة الجراثيم على إنتاج أنزيم citrate lyase الذي يحول السترات إلى كربونات وثاني كربونات الصوديوم التي تقلون الوسط وتغير لون مشعر bromothymol blue من الأخضر إلى الأزرق.

طريقة العمل:

1. ازرع كمية من الجراثيم المعزولة في أنبوب حاوي على أغار سيمون سترات المائل.
2. احضن في الدرجة 35 مئوية لمدة 24 ساعة.
3. افحص الأنابيب، وجود نمو على السطح المائل وتحول لون الوسط من الأخضر إلى الأزرق دليل على إنتاج مركبات قلوية (تفاعل إيجابي). عدم تغير لون الوسط وعدم ظهور نمو جرثومي دليل على أن الجراثيم غير قادرة على استخدام السترات كمصدر للطاقة والكربون (تفاعل سلبي).



❖ Klebsiella ايجابية السترات

❖ Escherichia coli و Shigella و Salmonella سلبية السترات

5-API (Analytical Profile Index)

هو عبارة عن شريط يحوي عدة آبار تحوي ركائز مجففة وتجرى فيها الاختبارات الحيوية التي تدرس قدرة الجراثيم الاستقلابية (تخمير سكاكر) أو وجود أنظيمات معينة لدى الجراثيم. يهدف إلى التعرف على النوع الجرثومي بسرعة. له عدة أنواع حسب المجموعة الجرثومية المدروسة:

API-Staph, API Listeria, API-Candida, API-NH Neisseriaet Haemophilus, API-Strep, API-20E.

API-20E خاص بالتعرف على أفراد عائلة الامعائيات Enterobacteriaceae ويحوي 20 بئراً لكشف وجود الأنزيمات مثل اليورياز، الترتوفيناز، غالاكتوزيداز، كشف إنتاج كبريت الهيدروجين، استهلاك السترات، تخمير السكاكر مثل الغلوكوز، المانوز، السكروز.

uninoculated API



API 20 E after incubation...Positive results for all tests :



API 20 E after incubation...Negative results for all tests :



الجلسة 9: اختبار التحسس للصادات Antibiotic Susceptibility Test

بعد عزل ومعرفة هوية الجراثيم المسبب للخمج في الجسم الحي تأتي مرحلة العلاج، لكن لا يمكننا اختيار الصاد الحيوي المناسب بالاعتماد على معرفتنا النظرية لطيف تأثيره فحسب، بسبب ظهور ذراري جرثومية تكتسب مقاومة للصادات. لذا علينا أن نجري اختبار تحسس الجراثيم للصادات، الذي يهدف إلى تحديد حساسية أو مقاومة جرثوم معزول من عينات مرضية تجاه مختلف الصادات الحيوية المتوافرة تجارياً. كما يمكننا من حساب التركيز الأصغر المثبط لنمو الجراثيم (MIC) minimal inhibitory concentration.

طرق دراسة تحسس الجراثيم للصادات الحيوية

1- طريقة الانتشار على الغراء Disk diffusion method

هي الطريقة المرجعية والمتبعة بشكل روتيني، تعرف بـ Kirby-Bauer Method. تعتمد الطريقة على وضع أقراص مشربة بكمية محددة من صاد ما، على وسط أغار مزروع بالجراثيم المراد دراستها. الوسط المستخدم عادةً هو وسط مولر هنتون Mueller-Hinton agar لأنه وسط مغذي ينمي معظم الجراثيم، شفاف يسمح برؤية حالة التثبيط بوضوح، ولا يحتوي مركبات تؤثر على فعالية الصادات.

تبعاً لحساسية الجرثوم للصاد، أو عدم حساسيته، يلاحظ بعد فترة الحضان ظهور حالة حول الأقراص خالية من أي نمو جرثومي.


طريقة العمل:

1. تحضير المعلق الجرثومي بأخذ مستعمرات نقية من الوسط الزرعي عمرها 24 ساعة وحلها في سيروم ملحي عقيم.
2. يجب أن يكون المعلق بدرجة عكارة تعادل 0.5 McFarland، بذلك نضمن أن تركيز الخلايا يعادل تقريباً 1.5×10^8 CFU/ml من أجل الحصول على نمو جرثومي متجانس ومتلاصق ورقيق confluent على وسط مولر هنتون.
3. تغمس ماسحة قطنية عقيمة في المعلق عدة مرات، ثم تعصر بالتدوير على حواف الأنبوب.
4. تفرش الماسحة على سطح وسط مولر هنتون بدون ترك أي فراغات، وبثلاث اتجاهات.
5. نترك الوسط ليحفظ سطحه قليلاً 3-5 دقائق في حرارة الغرفة والغطاء مغلق.
6. نضع أقراص الصادات المناسبة على الوسط باستخدام ملقط معدني معقم باللهب، بحيث تكون المسافة بين كل قرص وآخر 2 سم على الأقل. نقوم بالضغط برفق على كل قرص بعد وضعه لضمان التصاقه على الأغار.
7. يحضن الوسط بوضعية مقلوبة في الحاضنة بدرجة 35 مئوية لمدة 18-24 ساعة.
8. نقرأ نتائج الاختبار بقياس قطر حالة التثبيط لكل صاد بالمسطرة المليمترية، ثم نقارن هذا القياس مع جدول التحسس الخاص بكل نوع جرثومي، الذي يأخذ بعين الاعتبار حركية الصادات في العضوية، والتركيز المصلي الأعلى الذي يسمح بتوافره للصاد في دم المريض، والتركيز الذي يمكن أن يصل إليه في أخلاط البدن، بالإضافة إلى الوزن الجزئي للصاد الذي يؤثر على مدى انتشاره في وسط مولر هنتون.
9. تفسير النتائج، نسجل في التقرير أن الجراثيم:

♦ حساسة للصاد (S) susceptible أي أن الصاد فعال ضد الجراثيم المسببة للانتان بالجرعات العلاجية المعتادة.

♦ متوسطة الحساسية (I) intermediate أي أن الصاد فعال إذا توافر بتركيز عالٍ في موقع الانتان، إما لإمكانية إعطائه بجرعات أعلى من الجرعات المعتادة، أو حسب معرفتنا لتوافره الحيوي وحركيته في الأعضاء المختلفة.

♦ مقاومة للمصاد (R) أي أن المصاد لا يثبط الجراثيم بالتراكيز العلاجية المستخدمة.



2- طريقة التمديد Dilution method


تستخدم هذه الطريقة لتحديد التركيز المثبط الأصغر (MIC) وهو أصغر تركيز من المصاد الحيوي يثبط النمو العياني للجراثيم في الزجاج. نحتاج معرفة MIC عند معالجة الانتانات الحادة والمهددة للحياة كالتهاب شغاف القلب، أو عندما لا يستجيب المريض للعلاج بالمصادات، أو عندما ينكس أثناء علاجه، أو عندما يكون المريض مضعف المناعة.

طريقة العمل:

1. تحضير المعلق الجرثومي بأخذ مستعمرات نقية من الوسط الزرعي عمرها 24 ساعة وحلها في مرق مغذي.
2. تحضير سلسلة من الأنابيب الحاوية على كميات متساوية من المرق المغذي.
3. يضاف إلى هذه السلسلة من الأنابيب كميات متزايدة من المصاد الحيوي المراد دراسته.
4. يضاف لكل أنبوب كمية مماثلة من المعلق الجرثومي، بحيث لا يبدي المستنبت أي عكر ملحوظ بالعين المجردة.
5. نستثني أنبوب لا نضع فيه مصاد حيوي، وأنبوب لا نضع فيه أي جراثيم أو مصاد (شاهد).
6. تحضن الأنابيب بدرجة 37 لمدة 24 ساعة، ثم نلاحظ العكر المتشكل في الأنابيب بالعين المجردة.
7. نلاحظ أن قسم من الأنابيب يظهر فيها عكر نتيجة تكاثر الجراثيم، وأن أكثر الأنابيب عكراً هو الذي يحتوي على أصغر كمية من المصاد. كما يلاحظ أيضاً تناقص العكر بازدياد تركيز المصاد حتى الوصول إلى أنبوب خال من أي عكر عياني (يمثل الأنبوب الشاهد الذي لم نزرع فيه جراثيم). تركيز المصاد في هذا الأنبوب يشير إلى التركيز المثبط الأصغر MIC.

8. نقارن الرقم الذي توصلنا له مع القيم النظرية في جداول تحسس الجراثيم للمضادات، ثم نصنف الجراثيم على انها حساسة، متوسطة الحساسية، أو مقاومة للمضاد.

1. Obtain isolated colonies of bacterial strain to test.




Broth dilution method for measuring minimum inhibitory concentration of antibiotics


2. Combine 4-5 colonies and culture overnight in rich media broth.




3. After overnight incubation shown at left, add rich broth with appropriate dilution series of test antibiotic to test tubes. Example concentrations (mg/L) are shown below. Inoculate bacteria to a final density of 5×10^5 cfu/ml.



4. Plate aliquot of growth control (i.e., no antibiotic added) to verify cfu/ml counts of viable bacteria. Incubate overnight and count colonies.



5. After overnight incubation, check cultures for growth. The MIC is the lowest concentration of antibiotic that prevents visible growth. In this example, the MIC is 64 mg/L.



تفسير النتائج:


لكي يكون المضاد فعالاً عند استعماله في المداواة، يجب أن يصل إلى البؤرة الالتهابية بتركيز أعلى أو على الأقل مماثل للتركيز الأصغر المثبط. لا تعطى عادة النتائج بتحديد قيمة MIC وإنما بتحديد فعالية المضاد على الجراثيم، حيث تكون الجراثيم إما حساسة للمضاد susceptible (S)، أو متوسطة الحساسية intermediate (I)، أو مقاومة للمضاد resistant (R).

الجراثيم الحساسة للصاد S : يكون MIC أصغر من التركيز الذي يمكن أن يبلغه الصاد في أخلاط البدن، بذلك يمكن استخدام الصاد للعلاج بجرعاته العلاجية المعتادة.

الجراثيم متوسطة الحساسية للصاد I : يكون MIC أعلى بقليل أو يقارب التركيز الذي يمكن أن يبلغه الصاد في أخلاط البدن، وفي هذه الحالة لا يمكن استخدام الصاد في العلاج بجرعاته العلاجية المعتادة، وإنما يجب زيادة الجرعة، إذا كان الصاد آمناً (مثل صادرات البييتالاكتام). كما يفضل إعطاؤه موضعياً، أو استبداله إذا كان ذلك ممكناً.

الجراثيم المقاومة للصاد R: يكون MIC أكبر بكثير من التركيز الذي يمكن أن يبلغه الصاد في البؤرة الالتهابية، في هذه الحالة لا يمكن استخدام الصاد في العلاج.

3- E-TEST (Epsilometer test)



شريط بلاستيكي طوله 6 سم عليه تراكيز متدرجة من الصاد الحيوي المراد معرفة MIC الخاصة به. يوضع الشريط على طبق أغار مولر هنتون بعد فرش الجراثيم عليه، ثم يحضن 24 ساعة. تظهر هالة تثبيط النمو بشكل قطرة الماء، نقطة تقاطع الهالة مع الشريط المدرج تمثل التركيز المثبط الأصغر للصاد.

4- الطرق الآلية لـ MIC determination Automated system

تعتمد على أجهزة حديثة يمكنها تحديد حساسية الجراثيم للصادات المختلفة، هذه الأجهزة تحدد أولاً هوية الجراثيم اعتماداً على الخصائص الكيميائية الحيوية له، ثم تدرس حساسيته لمجموعة من الصادات المختلفة اعتماداً على نموه في أوساط زرعية بوجود الصادات المختلفة وباستخدام الحاسوب.

معايير اختيار الصادات الحيوية المراد اختبارها:

عند إجراء اختبار التحسس يتم وضع صاد على الأقل من كل زمرة من الصادات، وذلك بعد أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار:

1. العامل المسبب: إيجابي أو سلبي غرام، يملك مقاومة للصادات سواء كانت مقاومة بدئية أو مكتسبة.
 - ✓ Ampicillin يستخدم لبعض سلبيات الغرام (حساس للبييتالاكتاماز).
 - ✓ Oxacillin يستخدم للعنقوديات (مقاوم للبييتالاكتاماز).
 - ✓ Vancomycin غير فعال على العصيات سلبية الغرام.
 - ✓ Aminoglycosides غير فعال على جنس المطثيات.
2. مكان الانتان: السبيل البولي، الدماغ.
 - ✓ Nitrofurantoin خاص لانتانات السبيل البولي، لأنه يصل بشكل وتركيز فعال إلى السبيل البولي.
 - ✓ quinolones and β -lactam أيضاً يمكن أن تستخدم لانتانات السبيل البولي.
 - ✓ Penicillin، Vancomycin، ceftriaxone تجتاز الحاجز الدماغي الدموي BBB وتستخدم لعلاج التهاب السحايا

3. حالة المريض: قصور كلوي، قصور كبدي، طفل، تحسس على أحد الصادات.

✓ Erythromycin بديل عن البنسيلينات في حال تحسس المريض عليها.


✓ fluoroquinolones, tetracyclines. لا تعطى للأطفال دون 12 عام.

4. توافر الصاد في السوق المحلية.

أهمية اجراء اختبار التحسس للصادات

- ♦ حتى اليوم ما زالت المعالجة بالصادات المداواة الفعالة للانتانات الجرثومية.
- ♦ بعد إجراء اختبار تحسس الجراثيم للصادات يختار الطبيب المعالج في الصاد الحيوي الملائم من حيث مكان تواجده في الجسم وطريقة طرحه من الجسم والكلفة المادية، مع مراعاة حالة المريض الصحية لتجنب الآثار الجانبية.
- ♦ تبقى مشكلة الذراري المقاومة للعديد من الصادات قائمة، لذلك وجب ترشيد استخدام الصادات حيث لا تعطى إلا عند الحاجة لها ولفترة محددة وبمقادير فعالة تقضي على الذراري الحساسة وطلائع الذراري المقاومة.
- ✓ قد نلجأ أحياناً لإعطاء المريض نوعين مختلفين من الصادات للحصول على طيف تأثير أوسع، وتقليل احتمال تشكل السلالات المقاومة، ولأن هذين الصادين يعطيان تأثيراً تآزرياً معاً synergism أي أن فعالية الصادين معاً أكبر بكثير من فعالية كل منهما على حدة. ويمكن ملاحظة هذا التأثير التآزري عياناً في طريقة الانتشار على الغراء حيث تكون هالتي التثبيط متحدتان كما في الصورة.
- ✓ وعلى عكس التآزر فقد تبدي بعض الصادات تأثيراً يعاكس فعالية صادات أخرى antagonism ويلاحظ ذلك على الغراء برؤية انقطاع في هالة تثبيط النمو العائدة لصاد ما عند وجود صاد آخر مجاور.

- ♦ من الاستخدامات الأخرى لاختبار التحسس هو التفريق بين الجراثيم وتحديد نوعها. مثلاً لتفريق العقديات الرئوية Streptococcus pneumoniae عن باقي العقديات الحالة للدم الف، نلجأ لاختبار التحسس على optochin إذا كانت الجراثيم حساسة (يوجد هالة تثبيط نمو) فهي عقديات رئوية.
- ♦ بنفس الطريقة يجرى اختبار التحسس على Bacitracin لتفريق العقديات المقيحة Streptococcus pyogenes الحالة للدم بيتا عن العقديات Streptococcus agalactiae الحالة بيتا، إذا كانت الجراثيم حساسة فهي عقديات مقيحة.



- (a) Synergy (bridging of zone of inhibition);
- (b) synergy (appearance of zone of inhibition in between agent A and B);
- (c) antagonism (flattening of zone of inhibition);
- (d) indifference/additive (no effect on zone of inhibition)

الجلسة 10: الاختبارات المصلية Serological Tests

أحياناً يكون من غير الممكن الاعتماد على الطرق المباشرة كالزرع والتلوين والاختبارات الكيميائية في تشخيص الجراثيم، لصعوبة الوصول إلى العامل الممرض (يوجد في نقي العظم مثلاً)، أو كونه عاملاً يصعب زرعه (اللولبيات، الملتوية البوابية، عصيات السل، الكلاميديا، الريكتسيا، الفيروسات). لذا نلجأ إلى طرق غير زرعية للكشف كالاختبارات المصلية ومعايرة الحموض النووية.

الاختبارات المصلية هي الفحوص التي تجرى على المصل serum (نادراً على السائل الدماغي أو البول) لتحري وجود أضداد antibodies أو مستضدات antigens محددة، من أجل تشخيص الأمراض الجرثومية أو الفيروسية أو الطفيلية. تتميز عن طرق الزرع أنها أسهل وتتطلب وقتاً أقصر (دقائق أو ساعات) لتسليم النتيجة.

مبدأ الاختبارات المصلية

تفاعل مناعي بين الضد والمستضد الموافق له لتشكيل معقد بينهما. يطلق عليها أيضاً اسم الاختبارات المناعية Immunological. ولها تطبيقات عدة لتشخيص الجراثيم والفيروسات وتطبيقات أخرى غير جرثومية كشرط اختبار الحمل، اختبار الزمر الدموية، CRP، RF.


بعض تقنيات الاختبارات المصلية

- ◆ اختبار التراص على اللاتكس Latex Agglutination
- ◆ المقايسة المناعية الأنزيمية Enzyme Immunoassay EIA
- ◆ التآلق المناعي Immunofluorescence

اختبار التراص على اللاتكس Latex Agglutination

يجرى اختبار التراص باستخدام كاشف حاوي على المستضدات الجرثومية (أو الأضداد) لكشف وجود الاضداد (أو المستضدات) في الدم. تتواجد الأضداد في الدم في حال العدوى الحالية أو السابقة بالجراثيم.

تكون المستضدات في الكاشف محمولة على حبيبات من اللاتكس (بوليستيرين)، هذه الحبيبات مهمتها جعل التفاعل بين الضد والمستضد مرئياً بالعين المجردة. يكون الكاشف الحاوي على الحبيبات بشكل معلق، وعندما يمزج مع الأضداد الموافقة يظهر ترavas وتحبب واضح نتيجة ارتباط الحبيبات ببعضها.



هناك طريقتان لإجراء اختبار التراص، اختبار التراص السريع على الشريحة الذي يفيد في كشف وجود الاضداد. واختبار التراص في الانبوب الذي يفيد في تحديد عيار الاضداد بالإضافة الى الكشف عنها.

اختبار التراص على الشريحة Rapid Slide Agglutination Test

على لوح زجاجي، نضع قطرة من الكاشف وقطرة من مصل المريض، نحرك اللوح حركة دائرية ونراقب ظهور التراص.

اختبار التراص في الانبوب Tube Agglutination Test

نحضر سلسلة تمديدات من مصل المريض، نضيف لها كميات متساوية من الكاشف ونراقب ظهور التراص. عيار الاضداد في المصل يساوي أعلى تمديد من المصل حصل فيه التراص. أي اذا لوحظ وجود ترصص في الأنابيب ذات التمديد 1:20 و 1:40 و 1:80 فيكون عيار الاضداد في المصل يساوي 1:80.

أمثلة عن اختبارات مصلية تعتمد على تقنية التراص:

- ♦ اختبار فيدال Widal للكشف عن أضداد جراثيم السالمونيلا المسببة للحمى التيفية.
- ♦ اختبار رايت Wright للكشف عن أضداد جراثيم البروسيلا المسببة للحمى المالطية.
- ♦ اختبار ASLO (Anti Streptolysin O) للكشف عن أضداد العقديات المقيحة.

اختبار فيدال Widal Test

السالمونيلا Salmonella عصيات سلبية غرام متحركة، من الأمعائيات، توجد في أمعاء الانسان والحيوان. تسبب التهابات معوية (الحمى التيفية) وتنتقل بالطريق البرازي الفموي. هناك نوعان يسببان الحمى التيفية هما السالمونيلا التيفية Typhoid ، والسالمونيلا نظيرة التيفية Paratyphoid.

تملك السالمونيلا المستضدات التالية:

- ♦ مستضد جسيي يوجد على الجدار الخلوي O antigen مشترك بين السالمونيلا التيفية ونظيرة التيفية.

◆ مستضد سوطي H antigen يختلف نوعه باختلاف النمط المصلي للسامونيلا، السالمونيلا التيفية تملك H antigen، نظيرة التيفية A تملك AH antigen ، نظيرة التيفية B تملك BH antigen.

◆ مستضد المحفظة antigen (Virulence) Vi

لتشخيص الحى التيفية يعتبر زرع الدم الأفضل من ناحية الحساسية والنوعية، لكنه يتطلب وقتاً وجهداً. اختبار فيدال يكشف عن وجود الاضداد O,H في دم المريض، وهو يوفر الوقت والمال. نقطة ضعف اختبار فيدال وجود نسبة عالية نسبياً من الإيجابية والسلبية الكاذبة، لذا لا يكفي كشف ومعايرة الاضداد بل يجب متابعة الارتفاع في عيار الاضداد مع الوقت.

يعتبر عيار الأضداد 1:80 ذو أهمية، وإذا ترافق مع زيادة في العيار بعد أسبوع فهذا مشخص للإصابة بالحى التيفية. يعتبر عيار الأضداد 1:160 مشخصاً للإصابة.

اختبار رايت Wright Test

البروسيللا Brucella عصيات مكورة coccobacilli سلبية غرام، غير متحركة، لا تملك محفظة، تملك مستضد جسي فقط، ذات تطفل داخل خلوي. يصاب الانسان بداء البروسيللا Brucellosis أو حى البحر المتوسط أو الحى المالطية Malta fever عند حصول تماس مع الحيوانات المصابة (الماشية والكلاب) أو تناول منتجاتها غير المبسترة.

تظهر الأعراض بعد فترة حضانة تتراوح بين أيام واشهر وتضم حى، تعب، فقدان شهية، آلام عضلية ومفصلية. في حال العدوى المزمنة قد تتطور مضاعفات خطيرة للمرض كالتهاب شغاف القلب، التهاب المفاصل، التهاب الكبد والطحال، التهاب السحايا والدماغ.

لتشخيص الحى المالطية يعتبر زرع الدم وزرع النقي المعيار الأدق، لكن يبقى كشف الأضداد في الدم الطريقة الأكثر استخداماً. يعتبر التشخيص إيجابي للبروسيللا اذا كان عيار الاضداد في المصل أكبر او يساوي 1:80.

القسم العملي: إجراء اختبار فيدال على الشريحة.

الأدوات اللازمة: العينة مصل.

◆ الكاشف الحاوي على أربع معلقات ملونة من المستضدات التالية:

Salmonella enterica serotype Typhi O antigen

Salmonella enterica serotype Typhi H antigen

Salmonella enterica serotype Paratyphi AH antigen

Salmonella enterica serotype Paratyphi BH antigen

◆ لوح زجاجي، مكروبييت، عيدان خشبية

طريقة العمل:

اختبار التفصي على الشريحة Rapid Screening Test

1. ضع على اللوح الزجاجي أربع قطرات من المصل كل منها بحجم 40 ميكرو لتر. بفاصل 4 سم بينهم. (يمكن إضافة قطرة من محلول شاهد إيجابي يحوي الأضداد، للتأكد من جودة الكواشف لدينا).
2. رج عبوات الكواشف بلطف (لأنه معلق).
3. ضع نقطة واحدة من كل كاشف O, H, AH, BH فوق كل نقطة مصل.
4. امزج المصل بالكواشف باستخدام عود خشبي (استخدم عود منفصل لكل كاشف).
5. حرك اللوح الزجاجي بحركة دائرية لدقيقتين.
6. راقب ظهور التراص.

